

большинство доверяет
аптечкам ФЭСТ



каталог
ФЭСТ®



Дорогие друзья!

ООО «Предприятие «ФЭСТ» более 30 лет успешно развивается. Наше предприятие специализируется на выпуске медицинских изделий, которые пользуются спросом и реализуются во всех регионах России.

На предприятии внедрена система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001, с помощью которой осуществляется контроль за соответствием продукции техническим требованиям.

На предприятии производится более пятидесяти видов аптек. Наиболее популярные и востребованные – аптечки первой помощи автомобильные, универсальные, работникам и комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ).




Мы предлагаем большой выбор специализированных аптек, предназначенных для оказания первой помощи на производстве, в различных организациях и учреждениях. Предприятием изготавливаются медицинские изделия для гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Мы постоянно работаем над улучшением покупательских характеристик продукции. Предлагаем своим партнерам продукцию по доступным ценам и на взаимовыгодных условиях. Надежность предприятия, как поставщика, подтверждена многолетним опытом успешной работы.

Нам приятно, что наша работа оценивается специалистами по достоинству, награждаются дипломами и медалями национальных выставок.

Мы хотим развиваться вместе с вами!

Учредитель ООО «Предприятие «ФЭСТ»,
Заслуженный изобретатель
Российской Федерации
Владимир Михайлов



➔ НАШИ НАГРАДЫ И ДИПЛОМЫ



АПТЕЧКИ ПО ПРИКАЗАМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

| | | | |
|---|----|--|----|
| Автомобильная ФЭСТ | 7 | Укладка для оказания первой помощи в сельских поселениях | 11 |
| Аптечка ФЭСТ для оказания первой помощи работникам | 8 | Набор для оказания первой помощи сотрудниками ФОИВ, ведомственной охраны и народными дружинниками | 12 |
| Укладка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками ГИБДД МВД РФ | 9 | Набор первой помощи для пожарных автомобилей - ФЭСТ | 13 |
| Укладка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками ГИБДД МВД РФ которой оснащается мотоцикл сотрудника | 9 | Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозке пассажиров | 14 |
| Укладка для экстренной профилактики парентеральных инфекций НОВИНКА | 10 | Укладка для экстренной профилактики парентеральных инфекций НОВИНКА | 15 |

АПТЕЧКИ ДЛЯ БЫТА И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

| | | | |
|---|----|--|----|
| Мамы и малыша ФЭСТ | 17 | От коронавирусной инфекции (набор профилактических средств) НОВИНКА | 22 |
| Сумка-трансформер с набором для рожинок | 18 | Набор для активного отдыха и путешествий НОВИНКА | 23 |
| Общего назначения (домашняя) ФЭСТ | 19 | Набор при укусах животных НОВИНКА | 24 |
| Индивидуальная МИНИ ФЭСТ | 20 | Набор при укусах змей, насекомых, пауков НОВИНКА | 24 |
| Транспортная ФЭСТ | 21 | Набор при укусе клеща НОВИНКА | 25 |
| Дорожная ФЭСТ | 21 | Набор для удаления клеща НОВИНКА | 25 |

АПТЕЧКИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРОИЗВОДСТВ

| | | | |
|-----------------------------|----|--|----|
| Универсальная ФЭСТ | 27 | Коллективная ФЭСТ | 30 |
| Производственная ФЭСТ | 28 | Для учебных, общеобразовательных учреждений НОВИНКА | 32 |
| Офисная ФЭСТ | 29 | Укладка противоопикулезная НОВИНКА | 33 |

АПТЕЧКИ ОТРАСЛЕВЫЕ

| | | | |
|---|----|--|----|
| Для перевозки опасных грузов НОВИНКА | 35 | Противоожоговая ФЭСТ | 40 |
| Химика НОВИНКА | 36 | Энергетика ФЭСТ | 41 |
| Для строителей НОВИНКА | 37 | Индивидуальная для лесного пожарного НОВИНКА | 42 |
| Нефтяника и газовика ФЭСТ | 38 | Первой помощи железнодорожная (проводника НОВИНКА | 43 |
| АНТИСПИД ФЭСТ | 39 | Для удаленной промышленной площадки НОВИНКА | 44 |
| Антишок ФЭСТ НОВИНКА | 39 | | |

МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО ДЛЯ ГО И ЧС

| | | | |
|--|----|---|----|
| КИМГЗ ФЭСТ | 46 | Носилки тканевые ФЭСТ | 50 |
| Комплекты индивидуальные противоожоговые с перевязочными пакетами № 1, №2 - ФЭСТ | 48 | Комплект медицинских изделий для ЗС ГО на 20 человек | 51 |
| Набор перевязочных средств противоожоговой - ФЭСТ | 48 | Комплект врача для ЗС ГО на 20 человек | 52 |
| Укладка санитарной сумки ФЭСТ | 49 | Комплект фельдшера для ЗС ГО на 20 человек | 54 |
| Сумка санитарная ФЭСТ | 50 | Аптечки коллективные ФЭСТ для ЗС ГО расчёт на 100-150 и 400-600 человек | 56 |

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

| | | | |
|---|----|---|----|
| Валики медицинские ватные "ФЭСТ", пропитанные лекарственными средствами, в герметичном футляре Михайлова НОВИНКА | 59 | Устройство-маска для искусственной вентиляции лёгких «РОТ-УСТРОЙСТВО- РОТ» - ФЭСТ | 62 |
| Жгут кровоостанавливающий ФЭСТ | 60 | Пакет гипотермический СНЕЖОК | 63 |
| Жгуты венозные НОВИНКА | 61 | Бинт эластичный трубчатый ФЭСТ | 63 |
| Маски медицинские нестерильные НОВИНКА | 62 | Вата медицинская гигроскопическая хлопковая нестерильная 25 г, 50 г, 100 г, 250 г | 63 |

| | |
|---|----|
| Тренажер Михайлова для обучения и развития навыков наложения кровоостанавливающего жгута НОВИНКА | 64 |
| Подушка ортопедическая поясничная Михайлова НОВИНКА | 65 |
| Стул с сиденьем ортопедическим Михайлова НОВИНКА | 66 |
| Накладка ортопедическая Михайлова на сиденье НОВИНКА | 67 |
| Наборы автомобилистов | 68 |
| Приспособление ФЭСТ ремня безопасности для беременных | 70 |



+ АПТЕЧКА ПО ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

**ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
АВТОМОБИЛЬНАЯ**

Для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

НОВЫЙ СОСТАВ! В АПТЕЧКЕ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ.



**ВНИМАНИЕ, АВТОМОБИЛИСТЫ!
ПРЕДЪЯВИТЕ НА ТЕХОСМОТРЕ АПТЕЧКУ АВТОМОБИЛЬНУЮ «ФЭСТ»**

➔ Состав аптечки соответствует приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2020 г. № 1080н

| | | |
|----|---|--------|
| 1 | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
| 2 | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 2 пары |
| 3 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 шт. |
| 4 | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 5 | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 4 шт. |
| 6 | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 3 шт. |
| 7 | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 | 2 уп. |
| 8 | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 см x 500 см | 1 шт. |
| 9 | Ножницы | 1 шт. |
| 10 | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) | 1 шт. |
| 11 | Футляр | 1 шт. |



Артикул 2130

АВТОМОБИЛЬНАЯ САЛЮТ

Размеры футляров:
футляр из полистирола - 210 x 210 x 70 мм, арт. 2127
мягкий футляр - 190 x 170 x 70 мм, арт. 2129
ТУ 9398-093-94280833-2020

АВТОМОБИЛЬНАЯ МУССОН

Размер футляра: 205 x 210 x 75 мм,
арт. 2130
ТУ 9398-094-50117813-2020

Размеры футляров:
футляр из полистирола -
205 x 205 x 70 мм,
арт. 2124 (красный футляр),
арт. 2125 (серый футляр)
мягкий футляр -
190 x 170 x 70 мм, арт. 2126
ТУ 9398-100-10973749-2020



**АПТЕЧКИ ПО ПРИКАЗУ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ**

festltd.ru



БОЛЬШИНСТВО ДОВЕРЯЕТ АПТЕЧКАМ ФЭСТ!

РАБОТНИКАМ

Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах.



➔ Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1331н.

| | | |
|----|--|--------|
| 1 | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. |
| 2 | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 2 пары |
| 3 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 шт. |
| 4 | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 5 | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 4 шт. |
| 6 | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 4 шт. |
| 7 | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 | 2 уп. |
| 8 | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 1 шт. |
| 9 | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 10 шт. |
| 10 | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 11 | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| 12 | Ножницы для разрезания повязок | 1 шт. |
| 13 | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам | 1 шт. |
| 14 | Футляр или сумка | 1 шт. |

Размеры футляров:
 большой футляр из полистирола - 266 x 220 x 80 мм, арт. 2313
 маленький футляр из полистирола - 285 x 255 x 100 мм, арт. 2314
 пластиковый шкаф - 250 x 300 x 110 мм, арт. 2129
 металлический шкаф - 250 x 310 x 100 мм, арт. 2320,
 300 x 380 x 160 мм, арт. 2319
 мягкий футляр - 280 x 225 x 130 мм, арт. 2322,
 205 x 165 x 80 мм, арт. 2323

ТУ 21.20.24-129-10973749-2020



УКЛАДКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ СОТРУДНИКАМИ ГИБДД МВД РФ, КОТОРОЙ ОСНАЩАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ СОТРУДНИКА ГИБДД МВД РФ

Для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками ГИБДД МВД РФ.

➔ Укладка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1328н.

| | | |
|----|--|-------------|
| 1 | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. |
| 2 | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 12 пар |
| 3 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 6 шт. |
| 4 | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 6 шт. |
| 5 | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 12 шт. |
| 6 | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 12 шт. |
| 7 | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 см x 14 см № 10 | 12 уп. |
| 8 | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 см x 500 см | 6 шт. |
| 9 | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 см X 210 см | 12 шт. |
| 10 | Ножницы для разрезания повязок | 6 шт. |
| 11 | Воротник-шина шейная для взрослых | 3 шт. |
| 12 | Воротник-шина шейная для детей | 1 шт. |
| 13 | Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см | 3 комплекта |
| 14 | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) с двумя масками разного размера | 1 шт. |
| 15 | Очки или экран защитный для глаз | 12 шт. |
| 16 | Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см | 6 шт. |
| 17 | Инструкция по оказанию первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП сотрудниками ГИБДД МВД РФ | 1 шт. |
| 18 | Сумка или чемодан пластиковый * | 2 шт. |



Размер футляра: 455 x 340 x 220 мм, арт. 2272

ТУ 21.20.24-242-10973749-2021

* внешний вид футляра может отличаться от фото в каталоге

УКЛАДКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ СОТРУДНИКАМИ ГИБДД МВД РФ, КОТОРОЙ ОСНАЩАЕТСЯ МОТОЦИКЛ СОТРУДНИКА ГИБДД МВД РФ



Для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками ГИБДД МВД РФ.



➔ Укладка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1328н

- | | |
|---|--------|
| 1 Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
| 2 Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 2 пары |
| 3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 шт. |
| 4 Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 5 Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 2 шт. |
| 6 Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 2 шт. |
| 7 Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 | 2 уп. |
| 8 Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 1 шт. |
| 9 Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 см X 210 см | 2 шт. |
| 10 Ножницы для разрезания повязок | 1 шт. |
| 11 Очки или экран защитный для глаз | 2 шт. |
| 12 Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см | 1 шт. |
| 13 Инструкция по оказанию первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП сотрудниками ГИБДД МВД РФ | 1 шт. |
| 14 Футляр или сумка | 1 шт. |

Размеры футляров:

футляр из полистирола - 205 x 205 x 70 мм, арт. 2292
мягкий футляр - 190 x 170 x 70 мм, арт. 2521

TY 21.20.24-242-10973749-2021

УКЛАДКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Для оказания первой помощи в сельских поселениях.

- | | |
|---|------------|
| 1 Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. |
| 2 Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 10 пар |
| 3 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 2 шт. |
| 4 Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) с двумя масками разного размера | 1 шт. |
| 5 Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 2 шт. |
| 6 Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 5 шт. |
| 7 Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 5 шт. |
| 8 Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 | 5 уп. |
| 9 Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 2 шт. |
| 10 Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 20 шт. |
| 11 Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 12 Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| 13 Воротник-шина шейная для взрослых | 1 шт. |
| 14 Воротник-шина шейная для детей | 1 шт. |
| 15 Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см | 1 комплект |
| 16 Носилки медицинские мягкие бескаркасные не менее 180 см x 70 см | 1 шт. |
| 17 Термометр медицинский | 1 шт. |
| 18 Измеритель артериального давления | 1 шт. |
| 19 Ножницы для разрезания повязок | 2 шт. |
| 20 Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см | 5 шт. |
| 21 Блокнот формата не менее А7 | 1 шт. |
| 22 Авторучка или карандаш | 1 шт. |
| 23 Инструкция по оказанию первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи в сельских поселениях | 1 шт. |
| 24 Сумка или чемодан пластиковый | 1 шт. |

➔ Укладка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1329н



Размер футляра: 455 x 340 x 220 мм
TY 21.20.24-244-10973749-2021, арт. 2514

**НАБОР ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
СОТРУДНИКАМИ ФОИВ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
И НАРОДНЫМИ ДРУЖИННИКАМИ**



**НАБОР ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ
ОСНАЩЕНИЯ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ**

Для оказания первой помощи сотрудниками федеральных органов исполнительной власти (сотрудниками уголовно-исполнительной системы, военнослужащими внутренних войск, судебными приставами, должностными лицами таможенных органов, сотрудниками полиции, сотрудниками органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ), работниками ведомственной охраны и народными дружинниками, на которых законодательством РФ возложена обязанность оказывать первую помощь, при применении физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, использовании служебных собак.

➔ Набор комплектуется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 27 июня 2014 г. № 333н.



Основной состав



Основной состав с дополнениями

Размеры футляров:
мягкий футляр - 110 x 155 x 35 мм, арт. 1522
футляр из полистирола - 210 x 210 x 70 мм, арт. 1524

ТУ 9398 -162 -10973749 -2015



ОСНОВНОЙ СОСТАВ:

| | | |
|---|--------|--------|
| 1 Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. | 1 шт. |
| 2 Пакет перевязочный медицинский стерильный (во влагонепроницаемой упаковке) | 1 шт. | 1 шт. |
| 3 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | 1 пара | 1 пара |
| 4 Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) | 1 шт. | 1 шт. |

ДОПОЛНЕНИЕ:

| | | |
|---|---|-------|
| 5 Бинт марлевый медицинский стерильный не менее 5 м x 10 см (во влагонепроницаемой упаковке) | - | 1 шт. |
| 6 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см | - | 1 шт. |
| 7 Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см x 7,2 см | - | 1 шт. |
| 8 Маска медицинская нестерильная 3-х слойная из нетканого материала с резинками или с завязками | - | 1 шт. |
| 9 Гипотермический (охлаждающий) пакет | - | 1 шт. |
| 10 Покрывало спасательное изотермическое, не менее 150 см x 200 см | - | 1 шт. |
| 11 Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода | - | 1 шт. |
| 12 Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая | - | 1 шт. |
| 13 Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака | - | 1 шт. |
| 14 Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокaproновой кислотой, не менее 6 x 10 см | - | 1 уп. |
| 15 Средство перевязочное гидрогелевое противожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием, не менее 20 x 24 см | - | 1 шт. |
| 16 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» одноразовое плёночное | - | 1 шт. |

Для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей.

| | |
|---|----------|
| 1 Жгут кровоостанавливающий резиновый | 6 шт. |
| 2 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см | 12 шт. |
| 3 Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см | 12 шт. |
| 4 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см | 12 шт. |
| 5 Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок) № 3 | 2 шт. |
| 6 Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок) № 4 | 2 шт. |
| 7 Пакет перевязочный индивидуальный стерильный | 6 шт. |
| 8 Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия, не менее 50 г | 3 шт. |
| 9 Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см x 7,2 см | 30 шт. |
| 10 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 5 м | 6 шт. |
| 11 Салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 14 см x 16 см №10 | 6 уп. |
| 12 Салфетка стерильная, не менее 40 см x 60 см | 10 шт. |
| 13 Салфетка стерильная или простыня, не менее 70 см x 140 см | 5 шт. |
| 14 Средство перевязочное гидрогелевое противожоговое стерильное (на основе аллилоксиэтанола и лидокаина), салфетка не менее 24 см x 24 см | 10 шт. |
| 15 Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) с масками для новорожденных, детей, взрослых | 1 шт. |
| 16 Воротник-шина шейная для взрослых | 3 шт. |
| 17 Воротник-шина шейная для детей | 1 шт. |
| 18 Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения, длиной не менее 60 см | 1 компл. |
| 19 Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения, длиной не менее 80 см | 1 компл. |
| 20 Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения, длиной не менее 120 см | 1 компл. |
| 21 Повязка разгружающая для верхней конечности | 3 шт. |
| 22 Гипотермический (охлаждающий) пакет | 10 шт. |
| 23 Ножницы для разрезания повязок по Листеру | 4 шт. |
| 24 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые, размер не менее М | 18 пар |
| 25 Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | 6 шт. |
| 26 Очки или экран защитный для глаз | 6 шт. |
| 27 Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная спиртовая, не менее 12,5 см x 11,0 см | 18 шт. |
| 28 Покрывало спасательное изотермическое, не менее 150 см x 200 см | 3 шт. |
| 29 Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные), не менее 170 см x 70 см | 1 шт. |
| 30 Блок бумажных бланков не менее 30 листов, размер не менее А7 | 1 шт. |
| 31 Набор карандашей | 1 уп. |
| 32 Маркер перманентный черного цвета | 1 шт. |
| 33 Английская булавка стальная со спиралью не менее 38 мм | 3 шт. |
| 34 Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий | 1 шт. |
| 35 Мешок полиэтиленовый с зажимом, не менее 20 см x 25 см | 6 шт. |

➔ Набор укомплектован в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.10.2012 г. № 408н



Набор упаковывается в футляр - рюкзак.
Размер футляра:
555 x 435 x 240 мм, арт. 1517

ТУ 9398-150-10973749-2014

УКЛАДКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ



Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на ж/д транспорте для оснащения пассажирских поездов дальнего следования упаковывается в сумку.

| | | |
|----|--|--------------|
| 1 | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 30 шт. |
| 2 | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 30 пар |
| 3 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 5 шт. |
| 4 | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 5 шт. |
| 5 | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 20 шт. |
| 6 | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 20 шт. |
| 7 | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 | 20 уп. |
| 8 | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 5 шт. |
| 9 | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 10 шт. |
| 10 | Ножницы для разрезания повязок | 5 шт. |
| 11 | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) с двумя масками разного размера | 1 шт. |
| 12 | Воротник-шина шейная для взрослых | 3 шт. |
| 13 | Воротник-шина шейная для детей | 2 шт. |
| 14 | Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см | 5 комплектов |
| 15 | Носилки медицинские мягкие бескаркасные не менее 180 см x 70 см | 1 шт. |
| 16 | Термометр медицинский | 1 шт. |
| 17 | Измеритель артериального давления | 1 шт. |
| 18 | Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см | 5 шт. |
| 19 | Инструкция по оказанию первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров | 1 шт. |
| 20 | Сумка или чемодан пластиковый | 2 шт. |

→ Укладка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1330н.



Размер футляра:
490 x 615 x 305 мм, арт. 2442
ТУ 21.20.24-243-10973749-2021

УКЛАДКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ

Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на ж/д транспорте для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования упаковывается в футляр.

| | | |
|----|--|--------|
| 1 | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
| 2 | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 2 пары |
| 3 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 шт. |
| 4 | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 5 | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 4 шт. |
| 6 | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 4 шт. |
| 7 | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 | 2 уп. |
| 8 | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 1 шт. |
| 9 | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 10 шт. |
| 10 | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 11 | Ножницы для разрезания повязок | 1 шт. |
| 12 | Инструкция по оказанию первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров | 1 шт. |
| 13 | Футляр или сумка | 1 шт. |

→ Укладка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 г. № 1330н.



Размер футляра: 210 x 210 x 70 мм, арт. 2443
ТУ 21.20.24-243-10973749-2021

НОВИНКА! УКЛАДКА ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ



Для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи.

→ Укладка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 09.01.2018 г. № 1н.

| | | |
|---|--|-------|
| 1 | Йода спиртовой раствор 5%, 10 мл | 1 фл. |
| 2 | Хлоргексидин, раствор спиртовой 0,5%, спрей, 100 мл | 1 фл. |
| 3 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см | 2 шт. |
| 4 | Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см x 7,2 см | 3 шт. |
| 5 | Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 14 см x 16 см №10 | 1 шт. |



ТУ 21.20.24-185-10973749-2018

Размеры футляров:
футляр из полистирола - 185 x 185 x 55 мм, арт. 1570
мягкий футляр - 145 x 80 x 60 мм, арт. 1571



МАМЫ И МАЛЫША

Для повседневного ухода за малышом. Для одного новорожденного. Незаменимый помощник заботливой маме при уходе за малышом. Необходимые медикаменты и средства ухода за малышом размещены в компактном чемоданчике, который удобно хранить и можно взять с собой в дорогу.



| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| 1 Перекись водорода 3%, 40 мл | 1 фл. | - | 1 фл. |
| 2 Бриллиантового зеленого раствор 1% спиртовой, 10 мл | 1 фл. | - | 1 шт. |
| 3 Масло вазелиновое, 25 мл | 1 фл. | - | - |
| 4 Крем детский в тубе | 1 шт. | 1 шт. | - |
| 5 Присыпка детская | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 6 Мыло детское | 1 шт. | - | - |
| 7 Вата медицинская нестерильная, 50 г или 25 г | 1 уп. | 1 шт. | 1 шт. |
| 8 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 9 Отрез марлевый нестерильный, не менее 1 м | 1 шт. | - | - |
| 10 Клеёнка подкладная 0,6 x 0,5 м | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 11 Спринцовка №1 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 12 Лейкопластырь бактерицидный 1,9 x 7,2 см | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 13 Пипетка глазная в футляре | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 14 Термометр медицинский | 1 шт. | - | - |



ПРЕМИУМ



МИНИ



ЭКОНОМ

Размеры футляров:

ПРЕМИУМ арт. 1205 и ЭКОНОМ арт. 1204
210 x 210 x 70 мм
МИНИ арт. 2137 185 X 185 X 55 мм

TU 9398-002-10973749-2016
PV №ФСР 2008/01761



АПТЕЧКИ ДЛЯ БЫТА
И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

СУМКА-ТРАНСФОРМЕР С НАБОРОМ ДЛЯ РОЖЕНИЦ

Превращается в пеленальный или игровой коврик, содержит все товары, необходимые будущим мамам в роддоме и после выписки.



Размер сумки: 330 x 240 x 210 мм

ТУ 9398-117-10973749-2010



- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | Набор белья медицинского «ПЕЛИГРИН» П-4 №10 (прокладки для послеродового периода) | 1 уп. |
| 2 | Комплект пеленок медицинских одноразовых «ПЕЛИГРИН» 60 x 60 №5 | 1 уп. |
| 3 | Эластичные штанишки для фиксации прокладок | 1 уп. |
| 4 | Набор белья медицинского «ПЕЛИГРИН» П-5 №10 (прокладки для послеродового периода) | 1 уп. |
| 5 | Набор белья медицинского «ПЕЛИГРИН» П-24 №24 (прокладки впитывающие для груди одноразовые) | 1 уп. |
| 6 | Влажные салфетки для интимной гигиены, не менее 12 шт. | 4 уп. |
| 7 | Маска медицинская одноразовая | 3 шт. |



ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДОМАШНЯЯ

Для оказания первой помощи в бытовых условиях. Для семьи, проживающей в одной квартире (без ограничений по количеству).

- | | | |
|----|---|------------|
| 1 | Анальгин, табл. 0,5 №10 | 1 уп. |
| 2 | Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,5 №10 | 1 уп. |
| 3 | Гипотермический (охлаждающий) пакет | 1 шт. |
| 4 | Дротаверин, табл. 0,04 №10 | 1 уп. |
| 5 | Бинт стерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см | 1 шт. |
| 6 | Бинт нестерильный 5 м x 10 см | 1 шт. |
| 7 | Бинт нестерильный 5 м x 5 см | 1 шт. |
| 8 | Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №1, 3, 6 | по 1 шт. |
| 9 | Вата нестерильная, 50 г | 1 уп. |
| 10 | Жгут кровоостанавливающий | 1 уп. |
| 11 | Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл | 1 фл. |
| 12 | Салфетки стерильные кровоостанавливающие 6 x 10 см №3 или 7 x 10 см №3 | 1 уп. |
| 13 | Лейкопластырь бактерицидный 1,9 x 7,2 см | 5 уп. |
| 14 | Лейкопластырь 1 x 250 см | 1 уп. |
| 15 | Сульфацил-натрия раствор 20%, 1 мл №2 тубик-капельница или 5 мл флакон-капельница | 1 уп./1фл. |
| 16 | Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл | 1 фл. |
| 17 | Салфетка стерильная атравматическая антимикробная 6 x 10 см или 7 x 10 см, №1 | 1 уп. |
| 18 | Линимент бальзамический по Вишневскому, 30 г | 1 уп. |
| 19 | Нитроглицерин 1% раствор в масле, капс. №20 или №40 таблетки | 1 уп. |
| 20 | Валидол, табл. 0,06 №6 или №10 | 2 уп. |
| 21 | Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл | 1 фл. |
| 22 | Уголь активированный, табл. 0,25 №10 | 2 уп. |
| 23 | Корвалол, 15 мл | 1 фл. |
| 24 | Экстракт валерианы, табл. 0,02 №10 | 1 уп. |
| 25 | Ножницы | 1 шт. |
| 26 | Диазолин, драже 0,1 №10 | 1 уп. |
| 27 | Термометр максимальный медицинский | 1 шт. |
| 28 | Перчатки нестерильные | 1 пара |



Размер футляра: 266 x 220 x 80 мм, арт. 1013

ТУ 9398-039-10973749-2009
РУ № ФСР 2009/05148

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МИНИ

Для оказания первой медицинской помощи одному пострадавшему на производстве или в быту.



№1, №2



№1, №2



№3

Размеры футляров:
пластиковая коробка - 168 x 53 x 65 мм, арт. 2027
мягкий футляр - 160 x 90 x 50 мм №1 арт. 1078, №2 арт. 1076
футляр из полистирола - 105 x 125 x 40 мм №1 арт. 1077, №2 арт. 2198

ТУ 9398-041-10973749-2015
ПУ №ФСР 2007/01404

| | №1 | №2 | №3 |
|--|-------------|-----------|-------|
| 1 Анальгин, табл. 0,5 №10 | 1 уп. | - | - |
| 2 Цитрамон П, табл. №6 или №10 | - | 1 уп. | - |
| 3 Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,5 №10 | 1 уп. | 1 уп. | - |
| 4 Бинт стерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см | 1 шт. | 1 шт. | - |
| 5 Бинт нестерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см | 1 шт. | - | - |
| 6 Валидол или валидол с глюкозой, табл. 0,06 №6 или №10 | 1 шт. | 1 шт. | - |
| 7 Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл | 1 фл. | - | - |
| 8 Аммиака раствор 10%, 10 мл или салфетка для стимуляции дыхания | 1 фл./1 шт. | - / 1 шт. | - |
| 9 Уголь активированный, табл. 0,25 №10 | 1 уп. | 1 уп. | - |
| 10 Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см x 7,2 см | 3 шт. | 3 шт. | 2 шт. |
| 11 Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 250 см | - | - | 1 шт. |
| 12 Салфетка антисептическая спиртовая, не менее 3 см x 6 см | - | 3 шт. | 2 шт. |
| 13 Салфетка кровоостанавливающая, не менее 6 см x 10 см | - | - | 1 шт. |
| 14 Салфетка асептическая, не менее 6 см x 10 см | - | - | 1 шт. |
| 15 Футляр для аптечки | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |

№1 №2 №3



ТРАНСПОРТНАЯ

Для количества людей, передвигающихся на велосипеде, мотоцикле (без бокового прицепа).

Аптечка выпускается в 3-х комплектациях:

| | | |
|-----|--------------------------------------|------------|
| № 2 | для оказания само- и взаимопомощи | двум людям |
| № 3 | | трем людям |
| № 4 | | трем людям |

№ 2 № 3 № 4
с медика-
ментами

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| 1 Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 2 Бинт марлевый медицинский нестерильный 3 м x 5 см или 5 м x 5 см | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 3 Бинт марлевый медицинский нестерильный 3 м x 7 см или 5 м x 7 см | - | 2 шт. | 2 шт. |
| 4 Бинт марлевый медицинский нестерильный 3 м x 10 см или 5 м x 10 см | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 5 Бинт марлевый медицинский стерильный 3 м x 5 см или 5 м x 5 см | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 6 Бинт марлевый медицинский стерильный 3 м x 7 см или 5 м x 7 см | - | 2 шт. | 2 шт. |
| 7 Бинт марлевый медицинский стерильный 3 м x 10 см или 5 м x 10 см | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 8 Салфетки марлевые медицинские стерильные 5 см x 5 см, №1 | - | 1 шт. | 1 шт. |
| 9 Лейкопластырь бактерицидный 4 см x 10 см | - | 1 шт. | 1 шт. |
| 10 Лейкопластырь бактерицидный 1,9 см x 7,2 см | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| 11 Лейкопластырь рулонный 1 см x 250 см | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 12 Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл | - | - | 1 фл. |
| 13 Дротаверин, табл. 40 мг №10 | - | - | 1 уп. |
| 14 Анальгин, табл. 500 мг №10 | - | - | 1 уп. |
| 14 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 15 Ножницы | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 17 Перчатки медицинские нестерильные | 1 пара | 1 пара | 1 пара |



№2, №3



№4 с медикаментами

Размеры футляров:
футляр из полистирола - 205 x 205 x 70 мм, №2 арт. 1555, №3 арт. 1553,
№4 с медикаментами арт. 1559
мягкий футляр - 160 x 120 x 70 мм,
№2 арт. 1554, №3 арт. 1556,
№4 с медикаментами арт. 1558

ТУ 9398-121-10973749-2010
ПУ №ФСР 2010/09412

ДОРОЖНАЯ



Для количества людей, передвигающихся на велосипеде, мотоцикле (без бокового прицепа).

Аптечка выпускается в 3-х комплектациях:

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|
| № 1 | для оказания само- и взаимопомощи | одному человеку |
| № 2 | | двум людям |
| № 3 | | трем людям |

№ 1 № 2 № 3

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| 1 Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 2 Бинт марлевый медицинский нестерильный 3 м x 5 см или 5 м x 5 см | - | 2 шт. | 2 шт. |
| 3 Бинт марлевый медицинский нестерильный 3 м x 7 см или 5 м x 7 см | - | 1 шт. | - |
| 4 Бинт марлевый медицинский нестерильный 3 м x 10 см или 5 м x 10 см | 1 шт. | - | 1 шт. |
| 5 Бинт марлевый медицинский стерильный 3 м x 5 см или 5 м x 5 см | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. |
| 6 Бинт марлевый медицинский стерильный 3 м x 10 см или 5 м x 10 см | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 7 Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см | - | 2 шт. | 2 шт. |
| 8 Лейкопластырь рулонный не менее 1 см x 100 см | - | 1 шт. | 1 шт. |
| 9 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| 10 Маска медицинская нестерильная | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. |
| 11 Ножницы | - | - | 1 шт. |
| 12 Перчатки нестерильные | - | - | 1 шт. |



Размеры футляров:
футляр из полистирола - 205 x 205 x 70 мм,
№1 арт. 1290, №3 арт. 1296
мягкий футляр - 160 x 120 x 70 мм,
№1 арт. 1293, №2 арт. 1295



Размеры футляров:
футляр из полистирола -
175 x 150 x 70 мм, арт. 1288
мягкий футляр - 145 x 80 x 60 мм, арт. 1292
ТУ 9398-119-10973749-2010
ПУ №ФСР 2010/09275

**НОВИНКА! ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(НАБОР ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ)**

Для обеспечения мер профилактики коронавирусной инфекции.



Индивидуальный



Семейный

Размеры футляров:

Индивидуальный набор:
футляр из полистирола - 175 x 150 x 70 мм, арт. 1937
мягкий футляр - 145 x 80 x 60 мм, арт. 1938

Семейный набор:
футляр из полистирола - 210 x 210 x 70 мм, арт. 1935
мягкий футляр - 190 x 170 x 70 мм, арт. 1936

ТУ 21.20.24-214-10973749-2020



| | | | |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Маска медицинская марлевая нестерильная, типоразмер 01 (для взрослых) | 2 шт. | 3 шт. |
| 2 | Маска медицинская марлевая нестерильная, типоразмер 03 (для детей) | - | 2 шт. |
| 3 | Перчатки медицинские нестерильные | 2 пары | 4 пары |
| 4 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая 110 мм x 125 мм | 3 шт. | 5 шт. |
| 5 | Гель для рук антисептический не менее 50 г | 1 шт. | 1 шт. |
| 6 | Хлоргексидин (дезсредство) 0,05%, 100 мл | - | 1 фл. |
| 7 | Валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный раствором аммиака 10%, в герметичном футляре Михайлова | 1 шт. | 1 шт. |
| 8 | Валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный раствором бриллиантового зелёного 1%, в герметичном футляре Михайлова | 1 шт. | 1 шт. |
| 9 | Мыло антибактериальное | - | 1 шт. |
| 10 | Термометр максимальный | - | 1 шт. |
| 11 | Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14 см №10 | - | 1 уп. |
| 12 | Салфетки влажные антибактериальные №15 | - | 1 уп. |
| 13 | Платочки бумажные №10 | 1уп. | 1 уп. |
| 14 | Хлор, таблетки №5 | - | 1 уп. |

**НОВИНКА! НАБОР ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА,
ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ**

Для активного отдыха, туризма и путешествий

| | | |
|----|--|--------|
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см | 4 шт. |
| 2 | Салфетка для стимуляции дыхания с аммиаком «ЭВТЕКС» 3 см x 6 см | 4 шт. |
| 3 | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода | 4 шт. |
| 4 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое «ЭверсЛайф-Гель», стерильное (10 г) | 4 шт. |
| 5 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое «ЭверсЛайф-СП», стерильное (не менее 18 см x 13 см) | 4 шт. |
| 6 | Средство перевязочное гидрогелевое кровоостанавливающее «ЭверсЛайф-Гемо», стерильное (18 см x 13 см) | 4 шт. |
| 7 | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 см x 500 см | 1 шт. |
| 8 | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 см x 7,2 см | 10 шт. |
| 9 | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 | 2 уп. |
| 10 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая 135 мм x 185 мм | 4 шт. |
| 11 | Хлоргексидина раствор 0,05%, 100 мл | 1 фл. |
| 12 | Пакет гипотермический «Снежок» | 4 шт. |
| 13 | Перчатки нестерильные | 2 пары |
| 14 | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 4 шт. |
| 15 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 шт. |
| 16 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. |
| 17 | Ножницы для перевязки | 1 шт. |
| 18 | Салфетки для интимной гигиены не менее №15 | 1 уп. |
| 19 | Презерватив №3 | 2 уп. |



Размер футляра:
сумка-скрутка (в разложенном виде) - 600 x 250 мм, арт. 2246

НОВИНКА! НАБОР ПРИ УКУСАХ ЖИВОТНЫХ



Для оказания первой доврачебной помощи при укусах животных.



Удобная петля для крепления на пояс.



Размер футляра: 145 x 80 x 50 мм, арт. 2176

TU 21.20.24-225-10973749-2020

- | | | |
|---|---|-------|
| 1 | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода 130 x 180 мм | 1 шт. |
| 2 | Салфетка антисептическая спиртовая 110 x 125 мм | 1 шт. |
| 3 | Салфетки медицинские стерильные, не менее 16 x 14 см №10 | 1 уп. |
| 4 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см | 1 шт. |
| 5 | Лейкопластырь рулонный фиксирующий, размер не менее 1 x 250 см | 1 шт. |

НОВИНКА! НАБОР ПРИ УКУСЕ КЛЕЦА

Удобная петля для крепления на пояс.



Набор предназначен для оказания первой доврачебной помощи при укусах клещей.

- | | | |
|---|------------------------------------|-------|
| 1 | Салфетка антисептическая спиртовая | 5 шт. |
| 2 | Экстрактор для удаления клеща | 1 шт. |
| 3 | Контейнер с крышкой | 1 шт. |
| 4 | Аспиратор "ФЭСТ" | 1 шт. |



Размер футляра: 100 x 90 x 50 мм, арт. 1931

TU 21.20.24-199-10973749-2020

НОВИНКА! НАБОР ПРИ УКУСАХ ЗМЕЙ, НАСЕКОМЫХ, ПАУКОВ



Набор предназначен для обеспечения быстрого, эффективного и безопасного удаления яда и других отравляющих веществ из раны, для оказания доврачебной помощи при укусах змей, пчёл, ос, шершней, пауков, скорпионов, муравьёв, медуз и т.п.



Футляры с удобной петлёй для крепления на пояс.



Размеры футляров:

- - 100 x 90 x 50 мм, арт. 1932
- - 145 x 95 x 60 мм, арт. 2177

TU 21.20.24-198-10973749-2020

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | Салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16 см x 14 см № 10 | 1 шт. |
| 2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см | 1 шт. |
| 3 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см | 1 шт. |
| 4 | Пакет гипотермический "Снежок" | 1 шт. |
| 5 | Аспиратор "ФЭСТ" | 1 шт. |
| 6 | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода | 1 шт. |


НОВИНКА! НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЦА

Предназначен для извлечения клеща, находящегося в глубине кожного покрова человека и домашних животных.

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | Экстрактор для удаления клеща (PV № РЗН 2022/16404 от 24.01.2022 г.) | 1 шт. |
| 2 | Контейнер с крышкой | 1 шт. |
| 3 | Салфетка спиртовая антисептическая | 1 шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Если клещ находится в глубине кожного покрова, используйте экстрактор для удаления клеща: плоским концом подденьте клеща так, чтобы прорезь захватила его тельце в области сочленения с головкой. Затем вращайте ручку экстрактора до извлечения клеща. Поместите клеща в контейнер. Как можно быстрее обратитесь в медицинскую организацию.



Размер футляра: 100 x 90 x 50 мм, арт. 2032

TU 21.20.24-215-10973749-2020

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Для оказания неотложной медицинской помощи в производственных условиях.

Виды комплектации:

№1 - для коллектива до 7 человек;

№2 - для коллектива до 3 человек.



| | | |
|--|--------------|--------------|
| 1 Анальгин, табл. 500 мг №10 | 1 уп. | 1 уп. |
| 2 Цитрамон П, табл. №6 или №10 | – | 1 уп. |
| 3 Валидол или валидол с глюкозой, табл. 60 мг №10 | 1 уп. | – |
| 4 Нитроглицерин 1% раствор в масле, капс. №20 или №40 или нитросорбид 10 мг №10 | – | 1 уп. |
| 5 Уголь активированный, табл. 250 мг №10 | 2 уп. | 1 уп. |
| 6 Бинт стерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см | 1 шт. | 1 шт. |
| 7 Бинт нестерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см | 1 шт. | 1 шт. |
| 8 Бинт нестерильный 5 м x 5 см | 1 шт. | – |
| 9 Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №1, 3, 6 | по 1 шт. | по 1 шт. |
| 10 Вата нестерильная, не менее 25 г | 1 уп. | 1 уп. |
| 11 Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл или валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный раствором бриллиантового зеленого 1%, в герметичном футляре Михайлова | 1 фл./ 1 шт. | 1 фл./ 1 шт. |
| 12 Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл или валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный раствором аммиака 10%, в герметичном футляре Михайлова или салфетка с раствором аммиака | 1 фл./ 2 шт. | 1 фл./ 1 шт. |
| 13 Экстракт валерианы, табл. 20 мг не менее №10 | 1 уп. | – |
| 14 Лейкопластырь бактерицидный 1,9 x 7,2 см | 4 шт. | 2 шт. |
| 15 Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. | 1 шт. |
| 16 Гипотермический (охлаждающий) пакет | 1 шт. | – |
| 17 Стаканчик для приема лекарств | 1 шт. | – |
| 18 Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл | 1 фл. | – |
| 19 Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14 см, №20 или №10 | 1 уп. | – |
| 20 Тетрациклиновая мазь 3%, 15 г или Салфетки или покрытия стерильные, не менее 6 x 10 см | 1 уп./ 1 шт. | – |



Размер футляра:

210 x 210 x 70 мм,
арт. 1644 (с салфеткой «Коллетекс»)
арт. 1259 (с тетрациклиновой мазью)



Размер футляра:

175 x 145 x 70 мм, арт. 1263

TU 9398-040-10973749-2015
ПУ №ФСР 2008/02949



АПТЕЧКИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ПРОИЗВОДСТВ



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ОФИСНАЯ

Для оснащения промышленных предприятий - 30 человек.

Для оснащения рабочих кабинетов учреждений и организаций - на 30 человек.



| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Анальгин, табл. 0,5 №10 | 2 уп. |
| 2 | Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,5 №10 | 2 уп. |
| 3 | Гипотермический (охлаждающий) пакет | 2 шт. |
| 4 | Дротаверин (но-шпа), табл. 0,04 №10 | 1 уп. |
| 5 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. |
| 6 | Бинт стерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см | 2 шт. |
| 7 | Бинт нестерильный 5 м x 10 см | 2 шт. |
| 8 | Бинт нестерильный 5 м x 5 см | 2 шт. |
| 9 | Салфетки или покрытия стерильные, не менее 6 x 10 см (антимикробные) | 2 уп. |
| 10 | Лейкопластырь бактерицидный 1,9 x 7,2 см | 10 уп. |
| 11 | Салфетки или покрытия стерильные, не менее 6 x 10 см (кровоостанавливающие) | 1 уп. |
| 12 | Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл | 1 фл. |
| 13 | Лейкопластырь 1 x 250 см | 1 уп. |
| 14 | Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №1, 3, 6 | по 1 шт. |
| 15 | Вата нестерильная, 50 г | 2 уп. |
| 16 | Сульфацил-натрия раствор 20%, 1 мл №2 тубик-капельница или 5 мл флакон-капельница | 1 уп./ 1 фл. |
| 17 | Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл | 1 фл. |
| 18 | Линимент синтомицина 5% или 10%, 25 г | 1 туб. |
| 19 | Нитроглицерин, капсул. 0,5мг №20 или табл. 0,5 №40 | 1 уп. |
| 20 | Валидол или валидол с глюкозой, табл. 0,06 №6 или №10 | 3 уп. |
| 21 | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 1 шт. |
| 22 | Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл | 1 фл. |
| 23 | Уголь активированный, табл. 0,25 №10 | 2 уп. |
| 24 | Корвалол, не менее 15 мл | 1 фл. |
| 25 | Ножницы | 1 шт. |
| 26 | Стаканчик для приема лекарств | 1 шт. |

Размеры футляров:

футляр из полистирола - 285 x 255 x 100 мм, арт. 1036
 мягкий футляр - 280 x 225 x 130 мм, арт. 1044
 пластиковый шкаф - 250 x 300 x 110 мм, арт. 1068
 металлический шкаф - 250 x 310 x 100 мм, арт. 1063
 300 x 380 x 160 мм, арт. 1064

ТУ 9398-037-10973749-2015
 РУ №ФСР 2008/02948

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Анальгин, табл. 0,5 №10 | 2 уп. |
| 2 | Парацетамол, табл. 0,5 №10 | 1 уп. |
| 3 | Ремантадин, табл. 0,05 №10 | 1 уп. |
| 4 | Фервекс или Простудокс, порошок | 1 пак. |
| 5 | Фарингосепт, табл. №20 | 1 уп. |
| 6 | Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,5 №10 | 1 уп. |
| 7 | Гипотермический (охлаждающий) пакет | 2 шт. |
| 8 | Дротаверин, табл. 0,04 №10 | 1 уп. |
| 9 | Супрастин, табл. №10 | 1 уп. |
| 10 | Папазол, табл. №10 | 2 уп. |
| 11 | Бинт стерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см | 1 шт. |
| 12 | Бинт нестерильный 5 м x 10 см | 1 шт. |
| 13 | Бинт нестерильный 5 м x 5 см | 1 шт. |
| 14 | Салфетки или покрытия стерильные, не менее 6 x 10 см (антимикробные) | 1 шт. |
| 15 | Лейкопластырь бактерицидный 1,9 x 7,2 см | 5 уп. |
| 16 | Салфетки или покрытия стерильные, не менее 6 x 10 см (кровоостанавливающие) | 1 уп. |
| 17 | Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл | 1 фл. |
| 18 | Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 250 см | 1 шт. |
| 19 | Вата нестерильная, 50 г | 2 уп. |
| 20 | Сульфацил-натрия раствор 20%, 1 мл №2 тубик-капельница или 5 мл флакон-капельница | 1 уп./ 1 фл. |
| 21 | Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл | 1 фл. |
| 22 | Нитроглицерин, капсул. 0,5мг №20 или табл. 0,5 №40 | 1 уп. |
| 23 | Валидол или валидол с глюкозой, табл. 0,06 №6 или №10 | 2 уп. |
| 24 | Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл | 1 фл. |
| 25 | Уголь активированный, табл. 0,25 №10 | 3 уп. |
| 26 | Фестал, драже №10 | 1 уп. |
| 27 | Ренни, табл. №12 | 1 уп. |
| 28 | Корвалол, не менее 15 мл | 1 фл. |
| 29 | Стаканчик для приема лекарств | 1 шт. |
| 30 | Ножницы | 1 шт. |
| 31 | Термометр медицинский | 1 шт. |
| 32 | Перчатки нестерильные | 2 пары |



Размеры футляров:

футляр из полистирола - 285 x 255 x 100 мм, арт. 1016
 мягкий футляр - 280 x 225 x 130 мм, арт. 1022
 пластиковый шкаф - 250 x 300 x 110 мм, арт. 1031
 металлический шкаф - 250 x 310 x 100 мм, арт. 1027
 300 x 380 x 160 мм, арт. 1028

ТУ 9398-038-10973749-2015
 РУ №ФСР 2008/03275

КОЛЛЕКТИВНАЯ

КОЛЛЕКТИВНАЯ

Для оснащения предприятий, учреждений, производств.

Для оснащения предприятий, учреждений, производств.



➔ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА

Размер футляра: 266 x 220 x 80 мм, арт. 1000



➔ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА (15-20 ЧЕЛ.)

Размеры футляров:

футляр из полистирола - 285 x 255 x 100 мм, арт. 1002
 мягкий футляр - 280 x 225 x 130 мм, арт. 1003
 пластиковый шкаф - 250 x 300 x 110 мм, арт. 1007

TU 9398-058-10973749-2008
 PU №ФСР 2008/03785

| | | | |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Анальгин, табл. 500 мг №10 | 1 уп. | 2 уп. |
| 2 | Гипотермический (охлаждающий) пакет | 1 уп. | 3 уп. |
| 3 | Жгут кровоостанавливающий | - | 1 шт. |
| 4 | Бинт стерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см | 1 шт. | 3 шт. |
| 5 | Бинт стерильный 7 м x 14 см | 1 шт. | 3 шт. |
| 6 | Бинт нестерильный 5 м x 10 см | 1 шт. | 2 шт. |
| 7 | Атравматическая антимикробная салфетка 6 x 10 см №1 | 5 шт. | 10 шт. |
| 8 | Салфетки антисептические спиртовые | 10 шт. | 20 шт. |
| 9 | Кровоостанавливающая салфетка стерильная 6 x 10 см №3 или салфетка марлевая стерильная 5 x 5 см | 5 шт. | 10 шт. |
| 10 | Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл | 1 фл. | 2 фл. |
| 11 | Лейкопластырь 1 x 250 см | 1 шт. | 2 шт. |
| 12 | Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №6 | 1 шт. | 2 шт. |
| 13 | Вата нестерильная, 50 г | 1 уп. | 2 уп. |
| 14 | Сульфацил-натрия раствор 20%, 1 мл №2 тубик-капельница или 5 мл флакон-капельница или по 10 мл | 1 уп. | 2 уп. |
| 15 | Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл | 1 фл. | 2 фл. |
| 16 | Спрей «Олазоль» или Д-Пантенол мазь 5%, 25 г или Пантенол-ратиофарм 5%, 35 г или Декспантенол 5%, 25 г | - | 1 шт. |
| 17 | Нитроглицерин 500 мкг №20, капс. или 500 мкг №40, табл. | 1 уп. | 1 уп. |
| 18 | Валидол или валидол с глюкозой, табл. 60 мг №6 или №10 | 1 уп. | 2 уп. |
| 19 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | - | 1 уп. |
| 20 | Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл | 1 фл. | 2 фл. |
| 21 | Уголь активированный, табл. 250 мг №10 | 1 уп. | 2 уп. |
| 22 | Корвалол, не менее 15 мл | 1 фл. | 2 фл. |
| 23 | Ножницы | 1 шт. | 1 шт. |
| 24 | Стаканчик мерный | 1 шт. | 1 шт. |
| 25 | Термометр медицинский | - | 1 шт. |
| 26 | Перчатки нестерильные | 1 пара | 3 пары |

| | | |
|----|--|-----------------|
| 1 | Анальгин, табл. 500 мг №10 | 3 уп. |
| 2 | Гипотермический (охлаждающий) пакет | 5 уп. |
| 3 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. |
| 4 | Бинт стерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см | 6 шт. |
| 5 | Бинт стерильный 7 м x 14 см | 6 шт. |
| 6 | Бинт нестерильный 5 м x 10 см | 5 шт. |
| 7 | Атравматическая антимикробная салфетка 6 x 10 см №1 | 20 шт. |
| 8 | Салфетки антисептические спиртовые | 30 шт. |
| 9 | Кровоостанавливающая салфетка стерильная 6 x 10 см №3 или салфетка марлевая стерильная 5 x 5 см | 20 шт. |
| 10 | Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл | 3 фл. |
| 11 | Лейкопластырь 1 x 250 см | 4 шт. |
| 12 | Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №6 | 3 уп. |
| 13 | Вата нестерильная, 50 г | 3 уп. |
| 14 | Сульфацил-натрия раствор 20%, 1 мл №2 тубик-капельница или 5 мл флакон-капельница или по 10 мл | 3 уп. |
| 15 | Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл | 3 фл. |
| 16 | Спрей «Олазоль» или Д-Пантенол мазь 5%, 25 г или Пантенол-ратиофарм 5%, 35 г или Декспантенол 5%, 25 г | 1 шт. |
| 17 | Нитроглицерин 500 мкг №20, капс. или 500 мкг №40, табл. | 2 уп./ 1 уп. |
| 18 | Валидол или валидол с глюкозой, табл. 60 мг №6 или №10 | 3 уп. |
| 19 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 уп. |
| 20 | Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл | 3 фл. |
| 21 | Уголь активированный, табл. 250 мг №10 | 3 уп. |
| 22 | Корвалол, не менее 15 мл | 3 фл. |
| 23 | Ножницы | 1 шт. |
| 24 | Стаканчик мерный | 1 шт. |
| 25 | Термометр медицинский | 1 шт. |
| 26 | Перчатки нестерильные | 8 пар |



➔ ДЛЯ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (100 ЧЕЛ.)

Размеры футляров:

мягкий футляр - 280 x 225 x 130 мм, арт. 1008
 металлический шкаф - 300 x 380 x 160 мм, арт. 1010

TU 9398-058-10973749-2008
 PU №ФСР 2008/03785

НОВИНКА! ДЛЯ УЧЕБНЫХ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



Для лечебных, общеобразовательных учреждений.

➔ Аптечка изготовлена в соответствии с письмом №01-34-4995/11 от 05.09.2011 г. ДЗ г. Москвы



Размеры футляров:
футляр из полистирола - 266 x 220 x 80 мм, арт. 1193
мягкий футляр - 205 x 165 x 80 мм, арт. 1192

ТУ 21.20.24-188-10973749-2018

- | | | |
|----|---|----------|
| 1 | Хлоргексидина водный раствор 0,05%, 100 мл | 1 фл. |
| 2 | Салфетка спиртовая антисептическая, не менее 125 x 110 мм | 3 шт. |
| 3 | Пластырь фиксирующий 2 x 500 см (на тканевой основе) | 2 шт. |
| 4 | Набор водостойких бактерицидных пластырей не менее №20 | 1 уп. |
| 5 | Стерильные самоклеющиеся повязки на рану («Космопор» 7,2 x 5 см №1 или «Колетекс» с фурагином 7,2 x 2,5 см №3 с липкими краями) | 1 уп. |
| 6 | Салфетка «Колетекс» СПФ-1 с прополисом и фурагином 6 x 10 см, №5 | 1 шт. |
| 7 | Салфетка «Колетекс» СХГ-1 с хлоргексидином с липкими краями 10 x 14 см | 1 шт. |
| 8 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см | 1 шт. |
| 9 | Салфетка «Колетекс» с фурагином 6 x 10 см, №3 | 2 шт. |
| 10 | Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14 см №10 | 1 шт. |
| 11 | Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1 и № 3 | по 1 шт. |
| 12 | Пинцет одноразовый стерильный | 1 шт. |
| 13 | Ножницы | 1 шт. |
| 14 | Перчатки медицинские нестерильные | 2 пары |
| 15 | Маска медицинская одноразовая | 3 шт. |
| 16 | Карандаш | 1 шт. |
| 17 | Блокнот для записей | 1 шт. |

НОВИНКА! УКЛАДКА ПРОТИВОПЕДИКУЛЕЗНАЯ

Для общеобразовательных учреждений, государственных, общественно-социальных служб и частных лиц.

- | | | |
|----|--|--------|
| 1 | Мешок для белья на завязках (для сбора зараженной одежды) | 1 шт. |
| 2 | Лоток прямоугольный металлический (для сжигания или обеззараживания волос) | 1 шт. |
| 3 | Накидка одноразовая (клеенчатая пелерина) | 1 шт. |
| 4 | Перчатки нестерильные (нитриловые) | 2 пары |
| 5 | Машинка для стрижки волос (в комплекте ножницы, расческа) | 1 шт. |
| 6 | Гребень (для вычесывания вшей и гнид) | 1 шт. |
| 7 | Спиртовка (СП-1) | 1 шт. |
| 8 | Повязка - косыночная | 2 шт. |
| 9 | Вата гигиеническая медицинская нестерильная, 50 г | 1 шт. |
| 10 | Уксус столовый 9%, не менее 250 мл | 1 фл. |
| 11 | Инсектицидное средство (Форсайт антивошь 50 мл) | 1 шт. |
| 12 | Педикулицидное и инсектоакарицидное средство (Медилис супер 50 мл) | 1 шт. |
| 13 | Пульверизатор | 1 шт. |
| 14 | Комплект одноразового белья (халат, шапочка, бахилы) | 1 шт. |



Размер футляра:
365 x 295 x 150 мм, арт. 1769

ТУ 21.20.24-192-10973749-2019



АПТЕЧКИ ОТРАСЛЕВЫЕ



АПТЕЧКА ОТРАСЛЕВАЯ

НОВИНКА! ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Для оказания помощи работникам, осуществляющим перевозку опасных грузов.

| | |
|--|-------|
| 1 Салфетка для стимуляции дыхания (с аммиаком) | 1 шт. |
| 2 Ацетилсалициловая кислота, табл. 500 мг №10 | 1 уп. |
| 3 Бинт марлевый нестерильный 5 м x 10 см | 1 шт. |
| 4 Бинт марлевый нестерильный 5 м x 5 см | 1 шт. |
| 5 Бинт марлевый стерильный 5 м x 10 см | 1 шт. |
| 6 Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №1, 3, 6 | 1 уп. |
| 7 Бриллиантового зелёного раствор 1%, 10 мл | 1 фл. |
| 8 Валидол, табл. 60 мг №10 | 1 уп. |
| 9 Ванночка глазная | 1 уп. |
| 10 Вата медицинская стерильная, 25 г | 1 уп. |
| 11 Жгут кровоостанавливающий | 1 уп. |
| 12 Корвалол, 15 мл капли | 1 фл. |
| 13 Лейкопластырь бактерицидный 1,9 x 7,2 см | 4 шт. |
| 14 Лейкопластырь рулонный 1 x 250 см | 1 уп. |
| 15 Нитроглицерин, капс. 0,5 мг №20 или №40 табл. | 1 уп. |
| 16 Ножницы | 1 шт. |
| 17 Гипотермический (охлаждающий) пакет «Снежок» | 1 шт. |
| 18 Салфетка «Колетекс» СХГ-1 с хлоргексидином 6 x 10 см | 1 уп. |
| 19 Салфетка «Колетекс» с фурагином 6 x 10 см, №3 | 1 уп. |
| 20 Салфетка «Колетекс» СПФ-1 с прополисом и фурагином 6 x 10 см | 1 уп. |
| 21 Уголь активированный, табл. 250 мг №10 | 1 уп. |
| 22 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 уп. |
| 23 Анальгин, табл. 500 мг №10 | 1 уп. |



Размеры футляров:

футляр из полистирола - 266 x 220 x 80 мм, арт. 1187
 мягкий футляр - 205 x 165 x 80 мм, арт. 1186

ТУ 21.20.24-186-10973749-2018



НОВИНКА! ХИМИКА



Для оказания первой помощи на предприятиях химической промышленности.



Размер футляра:

280 x 225 x 130 мм, арт. 1745

ТУ 21.20.24-194-10973749-2019

| | | |
|----|--|--------|
| 1 | Анальгин 500 мг №10, табл. | 1 уп. |
| 2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 10 см | 1 шт. |
| 3 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см | 1 шт. |
| 4 | Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см | 1 шт. |
| 5 | Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №1,3,6 | 1 уп. |
| 6 | Бриллиантового зелёного раствор спиртовой 1%, 10 мл | 1 фл. |
| 7 | Экстракт валерианы 20 мг №10, табл. | 1 уп. |
| 8 | Валидол 60 мг №10, табл. | 1 уп. |
| 9 | Вата нестерильная, 50 г | 1 уп. |
| 10 | Средство перевязочное гидрогелевое ранозаживляющее, не менее 10 г ("Эверс-Лайф-Гель") | 1 уп. |
| 11 | Папазол, табл. №10 | 1 уп. |
| 12 | Дротаверина гидрохлорид, табл. №10 | 1 уп. |
| 13 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. |
| 14 | Корвалол, не менее 15 мл | 1 фл. |
| 15 | Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см x 7,2 см | 10 шт. |
| 16 | Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 250 см | 1 шт. |
| 17 | Нитроглицерин 500 мкг №20, капс. или 500 мкг №40, табл. | 1 уп. |
| 18 | Ножницы | 1 шт. |
| 19 | Пакет гипотермический охлаждающий | 2 шт. |
| 20 | Пакет перевязочный медицинский стерильный с одной подушечкой | 1 шт. |
| 21 | Салфетка атрауматическая ранозаживляющая (Фармитекс ДЛРА 7 см x 10 см) | 1 шт. |
| 22 | Салфетка гемостатическая (кровоостанавливающая) (Фармитекс Гем ИАк 7 см x 10 см) | 1 шт. |
| 23 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое «ЭверсЛайф-СП», стерильное (не менее 18 см x 13 см) | 1 шт. |
| 24 | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода | 1 шт. |
| 25 | Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака | 2 шт. |
| 26 | Стаканчик для приёма лекарств | 1 шт. |
| 27 | Термометр медицинский | 1 шт. |
| 28 | Тонометр механический | 1 шт. |
| 29 | Троксевазин гель 2%, 40 г | 1 шт. |
| 30 | Уголь активированный 250 мг №10, табл. | 1 уп. |
| 31 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 шт. |



НОВИНКА! ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Для оказания первой помощи работникам на строительных площадках.

| | | |
|----|---|----------|
| 1 | Темпалгин, табл. №20 | 1 уп. |
| 2 | Валидол, табл. 60 мг №10 | 1 уп. |
| 3 | Уголь активированный, табл. 250 мг №10 | 2 уп. |
| 4 | Анальгин, табл. 500 мг №10 | 2 уп. |
| 5 | Ацетилсалициловая кислота, табл. 500 мг №10 | 2 уп. |
| 6 | Сульфацил-натрия раствор 20%, 5 мл или 10 мл флакон-капельница | 1 уп. |
| 7 | Нитроглицерин, табл. 500 мкг №40 или капсулы 500 мкг №20 | 1 уп. |
| 8 | Хлоргексидина водный раствор 0,05%, 100 мл | 1 фл. |
| 9 | Йода спиртовой раствор 5%, 10 мл | 1 фл. |
| 10 | Мазь «Левомеколь», 40 г | 1 уп. |
| 11 | Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл | 1 фл. |
| 12 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см | 3 шт. |
| 13 | Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см | 3 шт. |
| 14 | Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1, 3, 6 | по 1 шт. |
| 15 | Лейкопластырь фиксирующий 5 x 500 см | 1 шт. |
| 16 | Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14 см №10 | 1 уп. |
| 17 | Салфетка «Колетекс» с хлоргексидином с липкими краями 10 x 14 см | 2 шт. |
| 18 | Салфетка «Колетекс» с прополисом и фурагином 6 x 10 см | 2 шт. |
| 19 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. |
| 20 | Ножницы универсальные | 1 шт. |
| 21 | Гипотермический (охлаждающий) пакет | 3 шт. |
| 22 | Вата медицинская нестерильная, 50 г | 1 шт. |
| 23 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 уп. |
| 24 | Комплект заготовок шин транспортных разового использования | 2 уп. |
| 25 | Покрывало спасательное | 1 шт. |
| 26 | Салфетка спиртовая антисептическая | 1 шт. |
| 27 | Перчатки медицинские нестерильные | 1 пара |



Размер футляра:

280 x 225 x 130 мм, арт. 1190

ТУ 21.20.24-187-10973749-2018

НЕФТЯНИКА И ГАЗОВИКА

Для оказания неотложной медицинской помощи работникам нефтегазодобывающей и перерабатывающей отрасли вне медицинских учреждений.



| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Ибуклин, табл. №20 | 1 уп. |
| 2 | Темпалгин, табл. №20 | 1 уп. |
| 3 | Сульфацил-натрия раствор 20%, 1мл № 2 тубик-капельница или 5 мл флакон-капельница или 10 мл | 2 уп./ 1 фл. |
| 4 | Мазь «Левомеколь» 40 г | 1 уп. |
| 5 | Мазь Д-Пантенол 5%, 25 г или Пантенол-ратиофарм 5%, 35 г | 1 уп. |
| 6 | Нитроглицерин, табл. 0,5 мг № 40 | 1 уп. |
| 7 | Валидол или валидол с глюкозой, табл. №6 или №10 | 2 уп. |
| 8 | Корвалол 15 мл | 2 фл. |
| 9 | Уголь активированный, табл. 250 мг №10 | 4 уп. |
| 10 | Лоперамид, табл. 2 мг №20 | 1 уп. |
| 11 | Фестал, табл. №20 | 1 уп. |
| 12 | Супрастин, табл. 25 мг №20 | 1 уп. |
| 13 | Йода раствор 5%, 10 мл | 1 фл. |
| 14 | Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл | 1 фл. |
| 15 | Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл | 1 фл. |
| 17 | Салфетки «Колетекс» с прополисом и фурагином 6 x 10 см №1 или №5 | 5 шт./ 1 шт. |
| 18 | Салфетки марлевые стерильные 14 x 16, №20 | 1 уп. |
| 19 | Лейкопластырь бактерицидный 1,9 x 7,2 см | 20 шт. |
| 20 | Лейкопластырь 3 x 500 см | 1 уп. |
| 21 | Вата нестерильная, 50 г | 1 уп. |
| 22 | Бинт трубчатый № 3,6 | по 5 шт. |
| 23 | Пакет гипотермический «Снежок» | 3 шт. |
| 24 | Бинт стерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см | 2 шт. |
| 25 | Бинт стерильный 7 м x 14 см | 2 шт. |
| 26 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. |
| 27 | Перчатки нестерильные | 1 пара |
| 28 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 шт. |
| 29 | Салфетки антисептические спиртовые | 1 шт. |

Размеры футляров:

пластиковый шкаф - 250 x 300 x 110 мм, арт. 1217
футляр из полистирола - 285 x 255 x 100 мм, арт. 1218
мягкий футляр - 280 x 225 x 130 мм, арт. 1212

TU 9398-086-10973749-2009
ПУ №ФСР 2009/05718

АНТИСПИД

Для оснащения парикмахерских, салонов красоты, косметических кабинетов.



| | | |
|----|--|-------------------------|
| 1 | Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл | 1 фл. |
| 2 | Каля перманганат, 3 г или 5 г порошок | 1 уп. |
| 3 | Борная кислота 3%, спиртовой раствор 25 мл или 40 мл | 1 фл. |
| 4 | Сульфацил-натрия 20%, 1 мл № 2, тубик-капельница или флаконы по 5 мл или по 10 мл | 2 уп./ 1 фл. |
| 5 | Вата медицинская стерильная, не менее 50 г | 1 шт. |
| 6 | Бинт стерильный 5 м x 10 см или салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 x 14 см № 10 | 2 уп./ 1 уп. |
| 7 | Лейкопластырь бактерицидный 1,9 x 7,2 см | 10 шт. |
| 8 | Перекиси водорода раствор 3% 40 мл | 1 фл. |
| 9 | Перчатки медицинские стерильные, размер не менее М | 2 пары |
| 10 | Аммиака раствор 10%, 10мл или 40 мл или Салфетка для стимуляции дыхания с аммиаком, или Валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный раствором аммиака | 1 фл. |
| 11 | Напальчники медицинские № 5 | 2 уп. |
| 12 | Мыло антибактериальное | 1 шт. |
| 13 | Маска медицинская нестерильная | Закупается потребителем |
| 14 | Спирт этиловый 70%, 50 мл | Закупается потребителем |
| 15 | Очки защитные | Закупается потребителем |

Аптечка изготовлена в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. №59, СанПиН 2.1.2.2631-10

Размер футляра:
210 x 210 x 70 мм, арт. 1112

TU 21.20.24-064-10973749-2007
ПУ №ФСР 2008/03331

НОВИНКА! НАБОР АНТИШОК

Для оперативного вывода пациента из шокового состояния.

| | | |
|----|--|--------|
| 1 | Адреналин, раствор для инъекций, 1 мг/мл ампулы по 1 мл № 5 | 1 уп. |
| 2 | Мезатон, раствор для инъекций, 10 мг/мл ампулы по 1 мл № 10 | 1 уп. |
| 3 | Преднизолон, раствор для инъекций, 30 мг/мл ампулы по 1 мл № 10 | 1 уп. |
| 4 | Хлоропирамин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 20 мг/мл ампулы по 1 мл №5 | 1 уп. |
| 5 | Кордиамин, раствор для инъекций, 250 мг/мл ампулы по 2 мл № 10 | 1 уп. |
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения, 5 мл | 3 шт. |
| 7 | Шприц инъекционный однократного применения, 10 мл | 3 шт. |
| 8 | Шприц инъекционный однократного применения, 20 мл | 3 шт. |
| 9 | Шприц инъекционный однократного применения, 2 мл | 3 шт. |
| 10 | Салфетка антисептическая спиртовая, 135 x 185 мм | 10 шт. |
| 11 | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10 | 1 уп. |
| 12 | Перчатки стерильные | 2 пары |
| 13 | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 1 шт. |
| 14 | Хлоргексидина раствор 0,05%, 100 мл | 1 фл. |
| 15 | Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака | 3 шт. |
| 16 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. |
| 17 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 2 шт. |
| 18 | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |



Размеры футляров:
футляр из полистирола - 285 x 255 x 100 мм, арт. 2210
мягкий футляр - 280 x 225 x 130 мм, арт. 2211



ПРОТИВООЖГОВАЯ



ЭНЕРГЕТИКА

Для оказания первой помощи при ожогах любой степени.

Для оказания первой помощи при специфических травмах (термических поражениях органов, кожи, поражениях электрическим током, травмах конечностей и т.п.) на предприятиях и объектах энергетики, других производствах, связанных с проведением электромонтажных работ.



Размер футляра:
280 x 225 x 130 мм, арт. 1252

ТУ 9398-068-10973749-2007
ПУ №ФСР 2007/01032

| | | |
|----|---|-----------------|
| 1 | Темпалгин, табл. №20 | 1 уп. |
| 2 | Гипотермический (охлаждающий) пакет | 1 уп. |
| 3 | Спрей «Олазол» или Д-Пантенол мазь 5%, 25 г | 1 уп. |
| 4 | Нитроглицерин 1% раствор в масле, капс. №20 или табл. №40 | 2 уп./ 1 уп. |
| 5 | Валидол, табл. 60 мг №6 или №10 | 2 уп./ 1 уп. |
| 6 | Корвалол, 15 мл | 2 фл. |
| 7 | Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл | 1 фл. |
| 8 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. |
| 9 | Бинт стерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см | 2 шт. |
| 10 | Бинт стерильный 7 м x 14 см | 2 шт. |
| 11 | Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 2,3,4 | по 4 шт. |
| 12 | Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14 см, №20 | 1 уп. |
| 13 | Салфетки асептические стерильные, не менее 6 x 10 см | 5 шт. |
| 14 | Салфетка гемостатическая, не менее 6 x 10 см | 2 шт. |
| 15 | Покрывала или повязка противоожоговая стерильная, не менее 10 x 15 см | 4 шт. |
| 16 | Покрывала или повязка противоожоговая стерильная, не менее 25 x 25 см | 1 шт. |
| 17 | Вата стерильная, 50 г | 1 уп. |
| 18 | Перчатки медицинские стерильные | 2 пары |
| 19 | Ножницы универсальные | 1 шт. |
| 20 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 шт. |
| 21 | Стаканчик мерный | 1 шт. |

| | | |
|----|--|--------|
| 1 | Темпалгин, табл. №20 | 1 уп. |
| 2 | Валидол, табл. 60 мг №6 или №10 | 1 уп. |
| 3 | Сульфацил-натрия раствор 20%, 1мл №2 тубик-капельница или 5 мл флакон-капельница или 10 мл | 1 уп. |
| 4 | Нитроглицерин 0,5 мг, табл. №40 или капсулы №20 | 1 уп. |
| 5 | Хлоргексидина раствор 0,05%, 100 мл | 1 фл. |
| 6 | Йода спиртовой раствор 5%, 10 мл | 1 фл. |
| 7 | Мазь «Левомеколь» 40 г | 1 уп. |
| 8 | Перекиси водорода раствор 3%, 40 мл | 1 фл. |
| 9 | Бинт стерильный 5 м x 10 см или 5 м x 7 см | 2 шт. |
| 10 | Бинт стерильный 7 м x 14 см | 2 шт. |
| 11 | Лейкопластырь 5 x 500 см | 1 шт. |
| 12 | Повязка противоожоговая стерильная 10 x 15 см | 2 шт. |
| 13 | Повязка противоожоговая стерильная 25 x 25 см | 1 шт. |
| 14 | Салфетки «Колетекс» с хлоргексидином с липкими краями 10 x 14 см | 2 шт. |
| 15 | Салфетки «Колетекс» с прополисом и фурагином 6 x 10 см | 2 шт. |
| 16 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. |
| 17 | Ножницы универсальные | 1 шт. |
| 18 | Гипотермический (охлаждающий) пакет | 3 шт. |
| 19 | Вата нестерильная, 50 г | 1 шт. |
| 20 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 уп. |
| 21 | Комплект заготовок шин транспортных разового использования | 2 уп. |
| 22 | Покрывало спасательное | 1 шт. |
| 23 | Салфетка спиртовая антисептическая | 1 шт. |
| 24 | Перчатки нестерильные | 1 пара |



Размер футляра:
280 x 225 x 130 мм, арт. 1284

ТУ 9398-085-10973749-2009
ПУ №ФСР 2009/05717

**НОВИНКА! ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ДЛЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРНОГО**

Для оказания само- и взаимопомощи при получении травм, ран и ожогов в условиях удаленности от пунктов оказания медицинской помощи для сотрудников организаций, привлекаемых для тушения природных пожаров.

➔ Аптечка «ФЭСТ» укомплектована медицинскими изделиями, которые входят в состав аптечки для оказания первой помощи Работникам (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 г. №169Н).

**Размер футляра:**

160 x 130 x 100 мм, арт. 2356

ТУ 21.20.24-234-10973749-2021

| | | |
|----|---|--------|
| 1 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. |
| 2 | Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см | 3 шт. |
| 3 | Лейкопластырь фиксирующий рулонный, не менее 2 см x 500 см | 1 шт. |
| 4 | Лейкопластырь бактерицидный 1,9 см x 7,2 см | 10 шт. |
| 5 | Пакет гипотермический «Снежок» | 1 шт. |
| 6 | Пакет перевязочный медицинский стерильный с герметичной оболочкой | 1 шт. |
| 7 | Салфетка противоожоговая | 2 шт. |
| 8 | Салфетка антисептическая спиртовая | 3 шт. |
| 9 | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером 16 см x 14 см №10 | 1 уп. |
| 10 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | 1 шт. |
| 11 | Английские булавки стальные со спиралью | 3 шт. |
| 12 | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 1 пара |

**НОВИНКА! ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ (ПРОВОДНИКА)**

Предназначена для оказания первой помощи работникам состава и пассажирам в вагонах поездов дальнего следования при возникновении чрезвычайных ситуаций и различных недомоганиях.

| | | |
|----|--|-----------|
| 1 | Анальгин, табл. 500 мг №10 | 1 уп. |
| 2 | Ацетилсалициловая к-та, табл. 500 мг №10 | 1 уп. |
| 3 | Баралгин М, табл. 500 мг №10 или Брал №10 | 2 уп. |
| 4 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 7 см | 2 шт. |
| 5 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см | 2 шт. |
| 6 | Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №1, 3, 6 | по 1 шт. |
| 7 | Бриллиантового зеленого спиртовой раствор 1% 10 мл | 1 фл. |
| 8 | Валидол или валидол с глюкозой, табл. 60 мг №10 | 1 уп. |
| 9 | Вата медицинская нестерильная 50 г | 2 уп. |
| 10 | Дротаверин, табл. 40 мг №10 | 1 уп. |
| 11 | Йода спиртовой раствор 5% 10 мл | 1 фл. |
| 12 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. |
| 13 | Корвалол, флакон 15 мл капли | 1 фл. |
| 14 | Лейкопластырь бактерицидный 1,9 см x 7,2 см | 3 шт. |
| 15 | Лейкопластырь бактерицидный 4 x 10 см | 3 шт. |
| 15 | Нитроглицерин, табл. 0,5 мг №40 | 1 уп. |
| 17 | Ножницы для перевязки | 1 шт. |
| 18 | Салфетка антисептическая с перекисью водорода или тюбик-капельница 10 мл | 1 уп./фл. |
| 19 | Перчатки смотровые нестерильные | 2 пары |
| 20 | Салфетка асептическая, антимикробная не менее 6 см x 10 см | 1 уп. |
| 21 | Средство противоожоговое не менее 13 см x 18 см | 3 шт. |
| 22 | Салфетка кровоостанавливающая не менее 6 см x 10 см | 1 уп. |
| 23 | Салфетка антисептическая спиртовая не менее 110 мм x 125 мм | 10 шт. |
| 24 | Уголь активированный, табл. 250 мг №10 | 1 уп. |
| 25 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 уп. |
| 26 | Фталазол, табл. 500 мг №10 | 1 уп. |
| 27 | Цитрамон П, табл. №10 | 1 уп. |
| 28 | Аммиака раствор 10% 10 мл или 40 мл | 1 фл. |
| 29 | Футляр | 1 шт. |

**Размер футляра:**

280 x 225 x 130 мм, арт. 2423

ТУ 21.20.24-236-10973749-2021

**НОВИНКА! ДЛЯ УДАЛЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ**

Предназначена для оказания первой помощи работникам различных отраслей, которые работают на удаленных промышленных площадках.

Набор упаковывается в футляр - рюкзак.
Размер футляра: - 555 x 435 x 240 мм,
арт. 2362

ТУ 21.20.24-235-10973749-2021

| | |
|--|-----------------|
| 1 Аммиака р-р 10%, флакон | 1 фл. |
| 2 Анальгин, амп. 50 % 2 мл № 10 | 1 уп. |
| 3 Анальгин, табл. 500 мг № 10 | 3 уп. |
| 4 Андипал, табл. №10 | 1 уп. |
| 5 Ацетилсалициловая к-та, табл. 500 мг № 10 | 3 уп. |
| 6 Баралгин, амп. 5 мл № 5 | 1 уп. |
| 7 Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см | 5 шт. |
| 8 Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный № 1,3,6 | по 1 шт. |
| 9 Борная кислота 10 г (порошок) | 1 уп. |
| 10 Бриллиантового зеленого спиртовой раствор 1% 10мл | 1 фл. |
| 11 Валерианы экстракт, табл. 20 мг № 10 | 5 уп. |
| 12 Валидол или валидол с глюкозой, табл. 60 мг №6 или № 10 | 3 уп. |
| 13 Вата хирургическая стерильная 50 г | 1 уп. |
| 14 Грелка солевая многоразовая | 1 шт. |
| 15 Дротаверина гидрохлорид, табл. 40 мг № 10 | 4 уп. |
| 16 Жгут кровоостанавливающий типа "Эсмарха" | 2 шт. |
| 17 Комплект заготовок шин транспортных разового использования | 2 шт. |
| 18 Йода спиртовой р-р 5% 10 мл | 1 фл. |
| 19 Сульфацил-натрия раствор 20%, 1 мл №2 тубик-капельница или 5 мл флакон-капельница | 2 уп./ 2 фл. |
| 20 Каффетин лайт, табл. № 10 | 2 уп. |
| 21 Корвалол, флакон 15 мл капли | 4 фл. |
| 22 Кордиамин р-р 250 мг/мл №10 | 2 уп. |

| | |
|---|--------|
| 23 Лейкопластырь бактерицидный 1,9 см x 7,2 см | 10 шт. |
| 24 Лейкопластырь рулонный 1см x 250 см | 4 уп. |
| 25 Маалокс, табл. № 10 | 1 уп. |
| 26 Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. |
| 27 Нитроглицерин 1% раствор в масле капс. 500 мкг № 20 или табл. 500 мкг № 40 | 1 уп. |
| 28 Но-шпа р-р 20мг/мл, амп. 2 мл № 5 | 1 уп. |
| 29 Ножницы тупоконечные | 1 шт. |
| 30 Носилки медицинские мягкие бескаркасные | 1 шт. |
| 31 Пакет гипотермический «Снежок» | 2 шт. |
| 32 Папазол, табл. №10 | 1 шт. |
| 33 Перекиси водорода р-р 3% , флакон 40 мл | 1 фл. |
| 34 Перчатки хирургические стерильные | 4 пары |
| 35 Повязка косыночная средняя (косынка) | 2 шт. |
| 36 Покрывало спасательное изотермическое 160 см x 210 см | 1 шт. |
| 37 Салфетка или простыня стерильная | 2 шт. |
| 38 Лоратадин 10 мг, табл. № 10 | 1 уп. |
| 39 Синтомицина линимент 10%, мазь 25 г | 1 шт. |
| 40 Салфетка антисептическая спиртовая | 7 шт. |
| 41 Салфетка кровоостанавливающая | 2 шт. |
| 42 Салфетка марлевая медицинская стерильная 16 см x 14 см №10 | 1 уп. |
| 43 Салфетка с прополисом и фурагином | 5 шт. |
| 44 ССпазмалгон, табл. или спазган №20 | 1 уп. |
| 45 Стаканчик мерный для приема лекарств | 3 шт. |
| 46 Супрастин, амп. 2% 1 мл № 5 | 1 уп. |
| 47 Супрастин, табл. № 10 | 1 уп. |
| 48 Термометр цифровой | 1 шт. |
| 49 Тонометр автоматический для измерения давления | 1 шт. |
| 50 Уголь активированный, табл. 250 мг №10 | 3 уп. |
| 51 Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 5 шт. |
| 52 Фастум гель 2,5 %, туба | 1 шт. |
| 53 Фонарик электрический | 1 шт. |
| 54 Цитрамон П, табл. №10 | 2 уп. |
| 55 Шина воротник (бандаж) | 1 шт. |
| 56 Шина для верхних конечностей | 1 шт. |
| 57 Шина для нижних конечностей | 1 шт. |
| 58 Шприц инъекционный однократного применения (5 мл с иглой) | 10 шт. |



КОМПЛЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ (КИМГЗ)

Для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи.

→ КИМГЗ укомплектован в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.10.2020 г. № 1164н.

№ В зависимости от возможных чрезвычайных ситуаций формируются комплекты различных составов:

- 1 КИМГЗ для обеспечения личного состава формирований, выполняющих задачи в районах возможного химического загрязнения (заражения) фосфоросодержащими органическими соединениями, включая отравляющие вещества
- 2 КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющих задачи в районах возможных пожаров
- 3 КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющих задачи в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения)
- 4 КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющих задачи в очагах, в том числе вторичных, радиоактивного загрязнения (заражения)
- 5 КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований, выполняющих задачи в районах возможного биологического загрязнения (заражения)
- 6 КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований при его привлечении для проведения контртеррористической операции и в военное время
- 7 КИМГЗ, которым обеспечивается население, проживающее или находящееся в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения)
- 8 КИМГЗ, которым обеспечивается население, проживающее или находящееся в районах возможного биологического загрязнения (заражения)
- 9 КИМГЗ, которым обеспечиваются работники особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов
- 10 КИМГЗ, которым обеспечивается личный состав формирований в целях выполнения им мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим



Размер футляра:
150 x 165 x 50 мм

ТУ 21.20.24-183-10973749-2020



**МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО
ДЛЯ ГО И ЧС**



КОМПЛЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОТИВООЖГОВЫЙ (КИП) С ПЕРЕВЯЗОЧНЫМ ПАКЕТОМ (ПРИКАЗ МЧС РОССИИ ОТ 30.06.2014 Г. № 331)

Для специальных служб, участвующих в тушении пожаров, и для оказания первой само- и взаимопомощи при возникновении ран и ожогов в условиях скорой помощи, на транспорте, на производстве, в офисах, а также в домашних условиях.

№ 1



Оснащены современными перевязочными гидрогелевыми противоожоговыми средствами, готовыми к применению.

Размер упаковки:
150 x 200 мм,
№1 арт. 1421, №2 арт. 1426

№ 2



| | | |
|---|---|---------|
| 1 | Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое «ЛИКОЗОЛЬ-ГЕЛЬ», стерильное (30 г или 10 г) | 1/3 шт. |
| 2 | Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое «ЛИКОЗОЛЬ-СП» (24 см x 24 см), стерильное | 1 шт. |
| 3 | Пакет перевязочный стерильный | 1 шт. |

| | | |
|---|---|-------|
| 1 | Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое «ЭверсЛайф-Гель», стерильное (10 г) | 2 шт. |
| 2 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое «ЭверсЛайф-СП», стерильное (18 см x 13 см) | 2 шт. |
| 3 | Пакет перевязочный стерильный | 1 шт. |

ТУ 9398-157-10973749-2015

НАБОР ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ (НПС) ПРОТИВООЖГОВЫЙ (ПРИКАЗ МЧС РОССИИ ОТ 30.06.2014 Г. № 331)



Оснащен современными перевязочными гидрогелевыми противоожоговыми средствами, готовыми к применению.

НПС № 1 НПС № 2

| | | | |
|---|--|--------|--------|
| 1 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см | 3 шт. | 3 шт. |
| 2 | Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см | 3 шт. | 3 шт. |
| 3 | Бинт эластичный трубчатый (для фиксации) повязок №1,3,6 | 3 уп. | 3 уп. |
| 4 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | 1 шт. | 1 шт. |
| 5 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое «ЛИКОЗОЛЬ-ГЕЛЬ», стерильное (30г) | 3 шт. | - |
| 6 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое «ЭверсЛайф-Гель», стерильное (10 г) | 7 шт. | 3 шт. |
| 7 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое «ЛИКОЗОЛЬ-СП», стерильное (24 см x 24 см) | 10 шт. | - |
| 8 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое «ЭверсЛайф-СП», стерильное (18 см x 13 см) | - | 10 шт. |
| 9 | Средство перевязочное гидрогелевое кровоостанавливающее «ЭверсЛайф-Гемо», стерильное (18 см x 13 см) | - | 7 шт. |

Размер футляра:
345 x 240 x 35 мм, арт. 1528



Размер футляра:
280 x 225 x 70 мм, арт. 1536
ТУ 9398-156-10973749-2015

УКЛАДКА САНИТАРНОЙ СУМКИ

Для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

| | | |
|----|--|--------|
| 1 | Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см | 5 шт. |
| 2 | Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см | 3 шт. |
| 3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см | 3 шт. |
| 4 | Жгут кровоостанавливающий матерчатый-эластичный | 2 шт. |
| 5 | Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см x 7,2 см | 5 шт. |
| 6 | Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 5 м | 2 шт. |
| 7 | Пакет перевязочный медицинский стерильный | 5 шт. |
| 8 | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода, не менее 12,5 см x 11,0 см | 5 шт. |
| 9 | Салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 14 см x 16 см № 10 | 2 уп. |
| 10 | Салфетка марлевая медицинская стерильная, не менее 45 см x 29 см № 5 | 1 уп. |
| 11 | Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием, салфетка не менее 20 см x 24 см | 3 шт. |
| 12 | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция, не менее 50 г | 3 шт. |
| 13 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием, салфетка не менее 20 см x 24 см | 3 шт. |
| 14 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» одноразовое пленочное | 2 шт. |
| 15 | Повязка разгружающая для верхней конечности | 4 шт. |
| 16 | Гипотермический (охлаждающий) пакет | 3 шт. |
| 17 | Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | 5 шт. |
| 18 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | 1 шт. |
| 19 | Очки или экран защитный для глаз | 1 шт. |
| 20 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые, размер не менее М | 20 пар |
| 21 | Покрывало спасательное изотермическое, не менее 150 см x 200 см | 1 шт. |
| 22 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая, не менее 12,5 см x 11,0 см | 20 шт. |
| 23 | Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака, не менее 12,5 см x 11,0 см | 3 шт. |
| 24 | Английская булавка стальная со спиралью не менее 38 мм | 10 шт. |
| 25 | Блок бумажных бланков не менее 30 листов, размер не менее А7 | 1 шт. |
| 26 | Карандаш | 1 шт. |
| 27 | Маркер перманентный черного цвета | 1 шт. |
| 28 | Мешок полиэтиленовый с зажимом, не менее 20 см x 25 см | 5 шт. |
| 29 | Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий | 1 шт. |

Комплектация укладки соответствует приказу Министерства здравоохранения РФ от 08.02. 2013 г. № 61н



Размер футляра:
285 x 215 x 145 мм, арт. 1565

ТУ 9398 -146 -10973749 -2017
ПУ № РЗН 2014/2156

СУМКА САНИТАРНАЯ



Для оказания первой помощи в полевых условиях, соответствует требованиям служб ГО и ЧС.



Размер футляра:
285 x 215 x 125 мм, арт. 1548

ТУ 9398-088-10973749-2009
ПУ №ФСР 2009/05719

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл | 1 фл. |
| 2 | Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл или ампулы по 1 мл №10 | 1 фл./ 1 уп. |
| 3 | Бинт стерильный 7 м x 14 см | 5 шт. |
| 4 | Бинт стерильный 5 м x 10 см | 10 шт. |
| 5 | Вата медицинская гигроскопическая нестерильная, 250 г или 50 г | 1 уп./ 5 уп. |
| 6 | Вата стерильная, 50 г | 2 уп. |
| 7 | Косынка перевязочная | 4 шт. |
| 8 | Лейкопластырь 3 x 500 см | 1 шт. |
| 9 | Пакет перевязочный медицинский стерильный с 2-мя подушечками | 3 шт. |
| 10 | Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14 см, №20 | 1 уп. |
| 11 | Салфетки марлевые медицинские стерильные 45 x 29 см, №10 | 1 уп. |
| 12 | Булавка безопасная | 10 шт. |
| 13 | Блокнот | 1 шт. |
| 14 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. |
| 15 | Карандаш простой | 1 шт. |
| 16 | Ножницы универсальные | 1 шт. |
| 17 | Нож складной | 1 шт. |
| 18 | Шприц одноразовый, 2 мл | 3 шт. |
| 19 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 шт. |
| 20 | Салфетка спиртовая антисептическая | 1 шт. |
| 21 | Перчатки медицинские нестерильные | 1 пара |

НОСИЛКИ МЕДИЦИНСКИЕ МЯГКИЕ БЕСКАРКАСНЫЕ



Применяются для эвакуации людей, пострадавших при авариях и в чрезвычайных происшествиях, в стесненных условиях, там, где применение обычных носилок невозможно (узкие и извилистые проходы, завалы).



Размер носилок:
1880 x 820 мм, арт. 1542

ТУ 30.99.10-200-10973749-2019
ПУ № РЗН 2020/12675

НОВИНКА! КОМПЛЕКТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЗС ГО НА 20 ЧЕЛОВЕК

Для оснащения защитных сооружений федеральной, муниципальной или производственной принадлежности всех объектов экономики Российской Федерации вне зависимости от формы собственности.

| | | |
|----|---|--------|
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м x 14 см | 3 шт. |
| 2 | Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 10 см | 5 шт. |
| 3 | Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м x 14 см | 3 шт. |
| 4 | Воротник-шина шейная для взрослых | 3 шт. |
| 5 | Воротник-шина шейная для детей | 1 шт. |
| 6 | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) | 1 шт. |
| 7 | Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный | 6 шт. |
| 8 | Жгут кровоостанавливающий резиновый | 3 шт. |
| 9 | Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см x 7,2 см) | 5 шт. |
| 10 | Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) | 2 шт. |
| 11 | Маска медицинская нестерильная трёхслойная из нетканого материала с резинками или с завязками | 10 шт. |
| 12 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | 1 шт. |
| 13 | Носилки медицинские мягкие бескаркасные | 2 шт. |
| 14 | Очки или экран защитный для глаз | 1 шт. |
| 15 | Пакет гипотермический (не менее 140 г) | 10 шт. |
| 16 | Пакет перевязочный медицинский стерильный, с эластичным бандажом (бинтом) с двумя тканевыми подушками | 6 шт. |
| 17 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые (размер не менее М) | 20 пар |
| 18 | Повязка разгружающая для верхней конечности | 4 шт. |
| 19 | Покрывало спасательное изотермическое (не менее 160 см x 200 см) | 6 шт. |
| 20 | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода | 20 шт. |
| 21 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 13 см x 18 см) | 20 шт. |
| 22 | Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 14 см x 16 см, №10) | 2 шт. |
| 23 | Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 45 см x 29 см, №5) | 1 шт. |
| 24 | Средство (салфетка) из нетканого материала с раствором аммиака | 10 шт. |
| 25 | Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с анилокаином и мирамистином или йодовидоном, туба (не менее 20 г) | 10 шт. |
| 26 | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) | 3 шт. |
| 27 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием, салфетка (не менее 20 см x 24 см) | 3 шт. |
| 28 | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" одноразовое плёночное | 2 шт. |
| 29 | Шина иммобилизационная (заготовка шины) однократного применения (длиной не менее 60 см) | 3 шт. |
| 30 | Маркер перманентный черного цвета | 1 шт. |
| 31 | Мешок полиэтиленовый с зажимом (не менее 20 см x 25 см) | 5 шт. |

Комплект изготовлен в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (ред. от 22.12.2015 г. № 679).



Набор упаковывается в футляр - рюкзак.
Размер футляра:
555 x 435 x 240 мм, арт. 1436

ТУ 8028-166-10973749-2016

НОВИНКА! КОМПЛЕКТ ВРАЧА ДЛЯ ЗС ГО НА 20 ЧЕЛОВЕК



Для оснащения защитных сооружений федеральной, муниципальной или производственной принадлежности всех объектов экономики Российской Федерации вне зависимости от формы собственности.

Размеры футляров:
сумка - 580 x 370 x 330 мм
рюкзак - 555 x 515 x 240 мм, арт. 1417
ТУ 8028-166-10973749-2016

Комплект изготовлен в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (ред. от 22.12.2015 г. № 679).

| | | |
|----|--|---------|
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м x 14 см | 2 шт. |
| 2 | Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 10 см | 10 шт. |
| 3 | Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м x 14 см | 10 шт. |
| 4 | Воздуховод назофарингеальный | 1 шт. |
| 5 | Воздуховод орофарингеальный Гведела (размер не менее №4) | 1 шт. |
| 6 | Воротник-шина шейная для взрослых | 3 шт. |
| 7 | Воротник-шина шейная для детей | 1 шт. |
| 8 | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) | 1 шт. |
| 9 | Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный | 3 шт. |
| 10 | Жгут кровоостанавливающий резиновый | 2 шт. |
| 11 | Зажим кровоостанавливающий | 2 шт. |
| 12 | Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см x 7,2 см) | 10 шт. |
| 13 | Лейкопластырь рулонный (не менее 5 см x 5 м) | 4 шт. |
| 14 | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | 2 шт. |
| 15 | Носилки медицинские мягкие бескаркасные | 2 шт. |
| 16 | Пакет гипотермический (не менее 140 г) | 5 шт. |
| 17 | Пакет перевязочный медицинский стерильный, с эластичным биндажом (бинтом) с двумя тканевыми подушками | 5 шт. |
| 18 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые (размер не менее М) | 20 пар |
| 19 | Пинцет | 2 шт. |
| 20 | Повязка разгружающая для верхней конечности | 4 шт. |
| 21 | Покрывало спасательное изотермическое (не менее 160 см x 200 см) | 20 шт. |
| 22 | Роторасширитель, в стерильной упаковке | 1 шт. |
| 23 | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода | 10 шт. |
| 24 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 13 см x 18 см) | 120 шт. |
| 25 | Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 14 см x 16 см, №10) | 5 шт. |
| 26 | Скальпель стерильный одноразовый | 2 шт. |
| 27 | Средство (салфетка) из нетканого материала с раствором аммиака | 20 шт. |
| 28 | Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с анилокаином и мирамистином или йодовидоном, туба (не менее 20 г) | 5 шт. |

| | | |
|----|---|----------|
| 29 | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) | 5 шт. |
| 30 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием, салфетка (не менее 20 x 24 см) | 10 шт. |
| 31 | Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический с anerоидным манометром | 1 шт. |
| 32 | Термометр медицинский максимальный стеклянный безртутный в футляре | 2 шт. |
| 33 | Устройство для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов | 1 шт. |
| 34 | Фонендоскоп | 1 шт. |
| 35 | Шина иммобилизационная (заготовка шины) однократного применения (длиной не менее 120 см) | 4 шт. |
| 36 | Шина иммобилизационная (заготовка шины) однократного применения (длиной не менее 60 см) | 4 шт. |
| 37 | Шпатель деревянный стерильный | 20 шт. |
| 38 | Шприц трехдетальный однократного применения, 10 мл | 20 шт. |
| 39 | Шприц трехдетальный однократного применения, 5 мл | 30 шт. |
| 40 | Шприц трехдетальный однократного применения, 1 мл | 68 шт. |
| 41 | Языкодержатель | 1 шт. |
| 42 | Активированный уголь, таблетки, 250 мг | 20 шт. |
| 43 | Аминофиллин, раствор для внутривенного введения или раствор для внутримышечного введения, 24 мг/мл, 10 мл в ампуле (Эуфиллин) | 10 амп. |
| 44 | Амоксициллин + клавулановая кислота, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг + 125 мг | 10 таб. |
| 45 | Атропин, раствор для инъекций, 1 мг/мл, 1 мл в ампуле | 10 амп. |
| 46 | Ацетилсалициловая кислота, таблетки или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 500 мг | 10 таб. |
| 47 | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 1 мг/мл, 1 мл в ампуле (Феназепам) (комплектуются конечным потребителем) | 10 амп. |
| 48 | Декстроза, раствор для внутривенного введения или раствор для инфузий, 400 мг/мл, 10 мл в ампуле или флаконе или бутылке (Глюкоза) | 10 шт. |
| 49 | Доксициклин, капсулы, 100 мг | 30 капс. |
| 50 | Калий-железо гексацианоферрат, таблетки, 500 мг (Феррацин) | 20 таб. |
| 51 | Калия йодид, таблетки, 125 мг | 15 таб. |
| 52 | Калия йодид, таблетки, 40 мг | 10 таб. |
| 53 | Карбоксим, раствор для внутримышечного введения, 150 мг/мл, 1 мл в ампуле или предварительно наполненном шприце | 10 шт. |
| 54 | Клемастин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 1 мг/мл, 2 мл в ампуле (Тавегил) | 5 амп. |
| 55 | Менадиона натрия бисульфит, раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл, 1 мл в ампуле (Викасол) | 10 амп. |
| 56 | Метамизол натрия, раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций, 500 мг/мл, 5 мл в ампуле (Анальгин) | 5 амп. |
| 57 | Метопролол, таблетки или таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг | 30 таб. |
| 58 | Натрия хлорид, раствор для инфузий, 9 мг/мл, 250 мл во флаконе или бутылке | 1 шт. |
| 59 | Нитроглицерин, таблетки подъязычные или таблетки сублингвальные, 0,5 мг | 40 таб. |
| 60 | Ондансетрон, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2 мг/мл, 4 мл в ампуле (Латран) | 10 амп. |
| 61 | Ондансетрон, таблетки покрытые оболочкой, 4 мг (Латран) | 10 таб. |
| 62 | Преднизолон, раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций, 30 мг/мл, 1 мл в ампуле (Дексаметазон 4 мг/мл) | 3 амп. |
| 63 | Фуросемид, раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций, 10 мг/мл, 2 мл в ампуле | 10 амп. |
| 64 | Эпинефрин, раствор для инъекций, 1 мг/мл, 1 мл в ампуле (комплектуются конечным потребителем) | 5 амп. |
| 65 | Антисептическое средство для обработки рук (не менее 30 мл) | 2 шт. |
| 66 | Маркер перманентный черного цвета | 1 шт. |
| 67 | Мешок полиэтиленовый с зажимом (не менее 20 x 25 см) | 5 шт. |

НОВИНКА! КОМПЛЕКТ ФЕЛЬДШЕРА ДЛЯ ЗС ГО НА 20 ЧЕЛОВЕК



Для оснащения защитных сооружений федеральной, муниципальной или производственной принадлежности всех объектов экономики Российской Федерации вне зависимости от формы собственности.

Размеры футляров:
сумка - 580 x 370 x 330 мм
рюкзак - 555 x 515 x 240 мм, арт. 1439

ТУ 8028-166-10973749-2016

→ Комплект изготовлен в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (ред. от 22.12.2015 г. № 679).

| | |
|--|--------|
| 1 Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м x 14 см | 2 шт. |
| 2 Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м x 10 см | 10 шт. |
| 3 Бинт марлевый медицинский стерильный, 7 м x 14 см | 10 шт. |
| 4 Воздуховод назофарингеальный | 1 шт. |
| 5 Воздуховод орофарингеальный Гведела (размер не менее №4) | 1 шт. |
| 6 Воротник-шина шейная для взрослых | 3 шт. |
| 7 Воротник-шина шейная для детей | 1 шт. |
| 8 Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) | 1 шт. |
| 9 Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный | 3 шт. |
| 10 Жгут кровоостанавливающий резиновый | 2 шт. |
| 11 Зажим кровоостанавливающий | 2 шт. |
| 12 Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см x 7,2 см) | 10 шт. |
| 13 Лейкопластырь рулонный (не менее 5 см x 5 м) | 4 шт. |
| 14 Ножницы для разрезания повязок по Листеру | 2 шт. |
| 15 Носилки медицинские мягкие бескаркасные | 2 шт. |
| 16 Пакет гипотермический (не менее 140 г) | 5 шт. |
| 17 Пакет перевязочный медицинский стерильный, с эластичным биндом (бинтом) с двумя тканевыми подушками | 5 шт. |
| 18 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые (размер не менее М) | 20 пар |
| 19 Пинцет | 2 шт. |
| 20 Повязка разгружающая для верхней конечности | 4 шт. |
| 21 Покрывало спасательное изотермическое (не менее 160 см x 200 см) | 20 шт. |
| 22 Роторасширитель, в стерильной упаковке | 1 шт. |
| 23 Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода | 10 шт. |
| 24 Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 13 см x 18 см) | 60 шт. |
| 25 Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 14 см x 16 см, №10) | 5 шт. |

| | |
|--|----------|
| 26 Скальпель стерильный одноразовый | 2 шт. |
| 27 Средство (салфетка) из нетканого материала с раствором аммиака | 20 шт. |
| 28 Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с анилокаином и мирамистином или йодовидоном, туба (не менее 20 г) | 5 шт. |
| 29 Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) | 5 шт. |
| 30 Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием, салфетка (не менее 20 x 24 см) | 10 шт. |
| 31 Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический с anerоидным манометром | 1 шт. |
| 32 Термометр медицинский максимальный стеклянный безртутный в футляре | 2 шт. |
| 33 Фонендоскоп | 1 шт. |
| 34 Шина иммобилизационная (заготовка шины) однократного применения (длиной не менее 120 см) | 4 шт. |
| 35 Шина иммобилизационная (заготовка шины) однократного применения (длиной не менее 60 см) | 4 шт. |
| 36 Шпатель деревянный стерильный | 10 шт. |
| 37 Шприц трехдетальный однократного применения, 1 мл | 20 шт. |
| 38 Языкодержатель | 1 шт. |
| 39 Активированный уголь, таблетки, 250 мг | 20 таб. |
| 40 Алгелдрат+магния гидроксид, таблетки или таблетки жевательные или таблетки для рассасывания | 20 таб. |
| 41 Амоксициллин + клавулановая кислота, таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 250 мг + 125 мг | 10 таб. |
| 42 Валерианы лекарственной корневища с корнями, настойка, флакон-капельница (Валерианы настойка 25 мл) | 1 фл. |
| 43 Доксциклин, капсулы, 100 мг | 30 капс. |
| 44 Ибупрофен, таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | 20 таб. |
| 45 Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг (Феррацин) | 20 таб. |
| 46 Калия йодид, таблетки, 125 мг | 15 таб. |
| 47 Калия йодид, таблетки, 40 мг | 10 таб. |
| 48 Карбоксим, раствор для внутримышечного введения, 150 мг/мл, 1 мл в ампуле или предварительно наполненном шприце | 10 шт. |
| 49 Кодеин+кофеин+метамизолнатрия+напроксен +фенобарбитал, таблетки, 300+100+500+10+8 мг (Пенталгин) | 20 таб. |
| 50 Левоментола раствор в ментилизовалерате, таблетки подъязычные, 60 мг (Валидол) | 20 таб. |
| 51 Мебгидролин, драже или таблетки, 100 мг или клемастин, таблетки, 1 мг (Диазолин) | 10 шт. |
| 52 Нафазолин или ксилометазолин, капли назальные, 0,1 %, 10 мл в тубике-капельнице (Нафтизин) | 1 шт. |
| 53 Ондансетрон, таблетки покрытые оболочкой, 4 мг (Латран) | 20 таб. |
| 54 Антисептическое средство для обработки рук (не менее 30 мл) | 2 шт. |
| 55 Маркер перманентный черного цвета | 1 шт. |
| 56 Мешок полиэтиленовый с зажимом (не менее 20 x 25 см) | 5 шт. |

КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ЗС ГО РАСЧЕТ НА 100-150 ЧЕЛОВЕК

Для оснащения защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО).

Аптечка изготовлена в соответствии с приказом МЧС РФ от 15.12.2002 г. № 583



Размер футляра:
280 x 225 x 130 мм, арт. 1194
ТУ 9398-087-10973749-2009
ПУ №ФСР 2009/05720

| | | |
|----|---|------------------|
| 1 | Аммиака раствор 10%, 10мл или 40 мл | 1 фл. |
| 2 | Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл | 2 фл. |
| 3 | Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл | 2 фл. |
| 4 | Бромкамфора, табл. 0,25 №30 или корвалол, 15 мл | 1 уп./ 1 фл. |
| 5 | Калия перманганат, 3 г | 1 уп. |
| 6 | Таблетки от кашля №10 | 5 уп. |
| 7 | Борная кислота 3%, спиртовой раствор 25 мл или 10 мл | 2 фл./ 5 фл. |
| 8 | Фталазол, табл. 0,5 №10 | 2 уп. |
| 9 | Сульфацил-натрия раствор 20%, 1 мл №2 тубик-капельница или 5 мл флакон-капельница | 10 уп./ 4 фл. |
| 10 | Вата медицинская гигроскопическая стерильная, 50 г | 3 уп. |
| 11 | Бинт стерильный 5 м x 10 см | 5 шт. |
| 12 | Лейкопластырь 5 x 500 см | 1 шт. |
| 13 | Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14 см, №20 | 1 уп. |
| 14 | Анальгин, табл. 0,5 №10 | 4 уп. |
| 15 | Валидол, табл. 0,06 №6 или №10 | 5 уп. |
| 16 | Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,5 №10 | 1 уп. |
| 17 | Нитроглицерин, капс. 0,5 №20 или табл. 0,5 №40 | 2 уп./ 1 уп. |
| 18 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. |
| 19 | Термометр медицинский | 5 шт. |
| 20 | Настойка валерианы, 25 мл | 1 фл. |
| 21 | Стаканчик мерный | 1 шт. |
| 22 | Цитрамон, табл. №10 | 3 уп. |
| 23 | Ножницы медицинские | 1 шт. |
| 24 | Ванночка глазная | 1 шт. |
| 25 | Бикарбон, табл. №6 | 1 уп. |

КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ЗС ГО РАСЧЕТ НА 400-600 ЧЕЛОВЕК

Для оснащения защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО).

Аптечка изготовлена в соответствии с приказом МЧС РФ от 15.12.2002 г. № 583



Размер футляра:
455 x 340 x 220 мм, арт. 1197 (с шинами ЗШТ), арт. 1198 (с шинами эластичными)
ТУ 9398-087-10973749-2009
ПУ №ФСР 2009/05720

| | | |
|----|---|-------------------|
| 1 | Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл | 2 фл. |
| 2 | Бриллиантового зеленого раствор 1%, 10 мл | 5 фл. |
| 3 | Раствор йода спиртовой 5%, 10 мл | 5 фл. |
| 4 | Бромкамфора, табл. 0,25 №30 или корвалол, 15 мл | 1 уп./ 1 фл. |
| 5 | Калия перманганат, 3 г | 3 уп. |
| 6 | Таблетки от кашля №10 | 3 уп. |
| 7 | Уголь активированный, табл. 0,25 №10 | 3 уп. |
| 8 | Борная кислота 3%, спиртовой раствор 25 мл или 10 мл | 6 фл./ 15 фл. |
| 9 | Фталазол, табл. 0,5 №10 | 3 уп. |
| 10 | Клей «БФ-6», туба 15 г | 1 шт. |
| 11 | Сульфацил-натрия раствор 20%, 1 мл №2 тубик-капельница или 5 мл флакон-капельница | 25 уп./ 10 фл. |
| 12 | Лоперамид, табл. №10 | 2 уп. |
| 13 | Сульфадиметоксин, табл. 0,5 №10 | 3 уп. |
| 14 | Вата медицинская гигроскопическая стерильная, 50 г | 5 уп. |
| 15 | Бинт стерильный 5 м x 10 см | 10 шт. |
| 16 | Бинт стерильный 7 м x 14 см | 10 шт. |
| 17 | Лейкопластырь 5 x 500 см | 1 шт. |
| 18 | Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 x 14 см, №20 | 1 уп. |
| 19 | Анальгин, табл. 0,5 №10 | 5 уп. |
| 20 | Валидол, табл. 0,06 №6 или №10 | 7 уп. |
| 21 | Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,5 №10 | 3 уп. |
| 22 | Нитроглицерин, капс. 0,5 №20 или табл. 0,5 №40 | 4 уп./ 2 уп. |
| 23 | Жгут кровоостанавливающий | 2 шт. |
| 24 | Термометр медицинский | 10 шт. |
| 25 | Комплект шин транспортных эластичных или комплект заготовок шин транспортных разового использования ЗШТ-1 | 4 шт. |
| 26 | Настойка валерианы, 25 мл | 4 фл. |
| 27 | Стаканчик мерный | 4 шт. |
| 28 | Цитрамон, табл. №10 | 3 уп. |
| 29 | Грелка резиновая №2 | 1 шт. |
| 30 | Ножницы медицинские | 1 шт. |
| 31 | Ванночка глазная | 20 шт. |
| 32 | Гипотермический (охлаждающий) пакет | 1 шт. |



МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

НОВИНКА!

ВАЛИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ВАТНЫЕ "ФЭСТ", ПРОПИТАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, В ГЕРМЕТИЧНОМ ФУТЛЯРЕ МИХАЙЛОВА

ВАЛИК С РАСТВОРОМ СПИРТОВОМ ЙОДА 5%

Применяют как антисептическое средство наружного применения: садины, порезы, нарушения целостности кожных покровов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: валиком обработать кожу вокруг раны.

ТУ 9393-110-10973749-2012
РУ № ФСР 2011/09855
арт. 1893

ВАЛИК С РАСТВОРОМ АММИАКА 10%

Предназначен для возбуждения дыхания и выведения больных из обморочного состояния. Применяют наружно при укусах насекомых.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: валик поднести к носовым ходам для вдыхания или обработать места укусов насекомых.

ТУ 9393-105-10973749-2012
РУ № ФСР 2011/09858
арт. 1891

ВАЛИК С РАСТВОРОМ БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО 1%

Предназначен для наружного применения: садины, порезы, нарушения целостности кожных покровов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: валиком обработать кожу вокруг раны.

ТУ 9393-104-10973749-2013
РУ № РЗН 2015/2562
арт. 1892


ВАЛИК С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА 3%

Предназначен для наружного применения как дезинфицирующее средство. Основное назначение валика - обработка садин, ран, порезов, остановка небольших кровотечений.


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: валиком обработать рану.

ТУ 9393-109-10973749-2012
РУ № ФСР 2011/09857
арт. 1889

ПРАВИЛЬНАЯ медицинская ПОМОЩЬ



1. Открыть флакон с валиком, использовать по назначению. Для смачивания валика слегка сжать стенки корпуса.
2. Вещь, необходимая в поездке.



СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА - 2 МЛ



ФЭСТ®

! НЕЗАМЕНИМЫ В БЫТУ, ДОРОГЕ, ПОХОДЕ, НА ДАЧЕ, РЫБАЛКЕ, ПРОГУЛКЕ!

ЖГУТ МИХАЙЛОВА

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ «ФЭСТ»

по ТУ 32.50.50-077-10973749-2021
 РУ № ФСР 2008/03126 от 06.10.2022 г.

Предназначен для временной остановки кровотечения при повреждении артериальных сосудов конечностей при оказании скорой и первой помощи. Изготовлен из эластичной тесьмы.



вариант исполнения: №1 — с пряжкой с крючком
 арт. 3054

По итогам исследований различных видов кровоостанавливающих жгутов, проведенных ФУВ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского от 28.12.2020 г. и 25.11.2021 г., пришли к выводу, что

ЖГУТ «ФЭСТ» НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ.

Жгут «ФЭСТ» рекомендован к широкому применению как в системе здравоохранения, так и для служб МЧС, МВД и, в частности, для формирования автомобильных аптечек.

ЖГУТЫ ВЕНОЗНЫЕ

ПРОСТ И НАДЕЖЕН!

ЖГУТ ВЕНОЗНЫЙ № 1 – с застёжкой на крючок

ЗАПАТЕНТОВАНО Патент № 2711562 арт. 3100


ТУ 32.50.50 - 202 - 10973749 - 2020
 РУ № РЗН 2021/14159 от 24.05.2022 г.



Предназначен для ограничения циркуляции крови в конечностях.
Область применения: учреждения здравоохранения, службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, мобильные спасательные формирования, полевые условия, а также оказание первой помощи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Разместить петлю жгута выше места венопункции, не допуская ее перекручивания. Затянуть и сделать несколько оборотов до необходимого ограничения циркуляции крови в конечности. Жгут необходимо зафиксировать на крючок. Продолжительность применения: в течение проведения процедуры венопункции. Не использовать при наличии воспалений в местах наложения или при индивидуальной несовместимости с компонентами сырья изделия.



ЖГУТ ВЕНОЗНЫЙ № 2 – с застёжкой на пряжку

ТУ 32.50.50 - 202 - 10973749 - 2020
 РУ № РЗН 2021/14159 от 24.05.2022 г.


Предназначен для ограничения циркуляции крови в конечностях.
Область применения: учреждения здравоохранения, службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, мобильные спасательные формирования, полевые условия, а также оказание первой помощи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Обернуть ленту эластичную вокруг конечности, выше места венопункции, не допуская ее перекручивания, и вставить защелку в корпус жгута. Необходимое для ограничения циркуляции крови в конечности стягивание (сжатие) достигается натягиванием свободного конца ленты (область у наконечника).

ВНИМАНИЕ! Не тянуть за наконечник во избежание его отрыва. Для высвобождения ленты нажать на кнопку.

Продолжительность применения: в течение проведения процедуры венопункции. Не использовать при наличии воспалений в местах наложения или при индивидуальной несовместимости с компонентами сырья изделия.



БЕЗ НАКОНЕЧНИКА
 арт. 3101

КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ!
БОЛЕЕ 30 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!



С НАКОНЕЧНИКОМ
 арт. 3102

ПРИВЫЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!



НОВИНКА! МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА НЕСТЕРИЛЬНАЯ «ФЭСТ»



Предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания от инфекционных заражений через дыхательные пути во время ситуаций, представляющих опасность для здоровья населения.

Маска может быть использована в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, в медицинских клиниках и кабинетах, в социальных учреждениях медицинским персоналом и пациентами, в бытовых условиях.

Вариант исполнения: Трехслойная
 ТУ 32.50.50-224-10973749-2021
 РУ № РЗН 2022/16528 от 10.02.2022 г.

| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МАСОК | |
|---|-----------------------|
| Наименование | Количество, шт. |
| Маска медицинская одноразовая из нетканого материала нестерильная «ФЭСТ» Вариант исполнения: Трёхслойная | 1 шт. Артикул: 2190 |
| | 5 шт. Артикул: 2474 |
| | 10 шт. Артикул: 2189 |
| | 50 шт. Артикул: 2187 |
| | 100 шт. Артикул: 2390 |
| 200 шт. Артикул: 2481 | |
| 500 шт. Артикул: 2478 | |
| Инструкция по применению | 1 |
| Упаковка потребительская | 1 |



УСТРОЙСТВО-МАСКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ РАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «РОТ-УСТРОЙСТВО-РОТ» — «ФЭСТ»

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского проведена сравнительная апробация линейки устройств для проведения искусственного дыхания — «Рот-Устройство-Рот». Согласно Отчету от 11.03.2022, составленному по результатам исследования, «Устройство — маска полиэтиленовая с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких разового использования «Рот-Устройство-Рот» — «ФЭСТ» (РУ № ФСР 2007/00679 от 22.01.2016) признано оптимально соответствующим требованиям для проведения ИВЛ. Устройства других производителей, участвующие в исследовании, не соответствуют требованиям для проведения ИВЛ.

Предназначена для проведения искусственного дыхания методом «рот-в-рот» у взрослых и детей вне медицинских учреждений.

ТУ 9393-009-10973749-2002
 РУ № ФСР 2007/00679 от 22.01.2016
 арт. 1572



ПАКЕТ ГИПОТЕРМИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «СНЕЖОК»

Предназначен для использования в качестве холодного компресса при травмах, ушибах, переломах и пр. Одноразового применения.

ТУ 9398-003-10973749-2016
 РУ №ФСР 2007/01584
 арт. 1546



арт. 2678



арт. 2679



арт. 2878



арт. 3096



БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ «ФЭСТ»

Предназначен для фиксации перевязочных средств при обработке ран и ожогов.

ТУ 9393-006-10973749-2015
 РУ №ФСР 2009/05993
 арт. 5197



арт. 2678



арт. 2679

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХЛОПКОВАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ, 25 г, 50 г, 100 г, 250 г

Предназначена для всевозможных медицинских манипуляций, связанных с обработкой ран, а также для снятия макияжа, ежедневного гигиенического ухода, как для детей, так и для взрослых.

ГОСТ 5556-81
 РУ №ФСР 2008/03337

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ

ТРЕНАЖЕР МИХАЙЛОВА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ НАЛОЖЕНИЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА

ТУ 32.50.13 – 184 – 10973749 – 2019 Патент № 2702256

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, СОЗДАВАЕМОГО ЖГУТОМ
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИМ.

Изделие может применяться для испытаний жгутов кровоостанавливающих, а также может использоваться как тренажер по применению жгута кровоостанавливающего в учебных заведениях в качестве медицинского манекена. Устройство идеально подходит для помещений, где важна экономия рабочего пространства. Устройство не требует особой подготовки и ухода во время и после использования.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕНАЖЁРА



малого диаметра
(имитирует руку ребенка)



среднего диаметра
(имитирует ногу ребенка
или руку взрослого
человека)



большого диаметра
(имитирует ногу
взрослого человека)




универсальный (за счет сменных
элементов имитирует руку
ребенка, имитирует ногу ребенка
или руку взрослого человека,
имитирует ногу взрослого
человека)

Принцип действия тренажера основан на измерении манометром прибора давления воздуха в рабочем цилиндре с компрессионной манжетой в процессе накладывания жгута на манжету. Жгут накладывают в соответствии с инструкцией наложения того вида жгута, который применяют. Перед использованием устройства давление воздуха в компрессионной манжете рабочего цилиндра создается и регулируется давлением воздуха для взрослого человека - до 120 мм рт. ст., для ребенка до 10 лет - 100 мм рт. ст. с помощью ручного пневматического нагнетателя (груши) со встроенным клапаном для спуска воздуха и манометра. За счет сдавливания давление в камере повышается до необходимого, например, на 10-15 мм рт. ст. относительно начального, что будет свидетельствовать о полной остановке артериального кровотечения.

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОЯСНИЧНАЯ МИХАЙЛОВА

**ПОМОГИ
СПИНЕ!**

Предназначена для поддержки
и разгрузки позвоночника в
положении сидя.



КРЕПИТСЯ ПОЯСНЫМ
РЕМНЕМ НА ТАЛИИ

УДОБНО!
ПОДКАЧКА ВСТРОЕННОЙ
ГРУШЕЙ

ЗАПАТЕНТОВАНО

| РАЗМЕР «ПОЯСА ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПОЯСНИЧНОГО МИХАЙЛОВА» | |
|--|--|
| № | Обхват талии |
| 1 | 60 - 93 см, арт. 2996 (без поролона) арт. 3115 (с поролоном) |
| 2 | 80 - 125 см, арт. 2997 (без поролона) арт. 3116 (с поролоном) |
| 3 | 105 - 175 см, арт. 2998 (без поролона) арт. 3117 (с поролоном) |

Анатомическая форма Подушки поддерживает физиологический поясничный лордоз и уменьшает статические перегрузки позвоночника у людей, длительно находящихся в положении сидя. Снимает нагрузку с позвоночника, формирует правильную осанку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- боли в поясничном отделе позвоночника при остеохондрозе, радикулите, спондилостезе, спондилезе, остеопорозе, межпозвоночных грыжах и других дегенеративно-дистрофических поражениях позвоночника;
- период реабилитации после травм и операций;
- длительное вынужденное положение сидя;
- профилактика заболеваний позвоночника.

УДОБНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:



в офисе



в транспорте



в самолете

Размер индивидуальной коробки:
115 x 65 x 170 мм

Вес коробки с изделием: 288 г



ТУ 32.60.22-238-10973749-2021

СТУЛ С СИДЕНЬЕМ ОРТОПЕДИЧЕСКИМ МИХАЙЛОВА

ТУ 32.50.22-195-10973749-2021

Предназначен для разгрузки крестца, копчика и тазового кольца при заболеваниях и травмах промежности, для реабилитации после операций на промежности и органах малого таза, в послеродовом периоде.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- акушерство и гинекология;
- андрология;
- урология;
- проктология;
- травматология и нейротравматология;
- геронтология.

Стул предназначен для пользователей с массой тела до 110 кг Вес : 3800 ±500 г Срок годности - 3 года

Продли мужское здоровье!

модель 01

Стул представлен в 2-х цветах:

- белый арт. 2594
- бежевый арт. 2595

Сохрани и улучши женское здоровье!

модель 02

Стул представлен в 2-х цветах:

- белый арт. 2597
- бежевый арт. 2596

НАКЛАДКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ МИХАЙЛОВА НА СИДЕНЬЕ


Предназначена для разгрузки крестца, копчика и тазового кольца при заболеваниях и травмах промежности, для реабилитации после операций на промежности и органах малого таза, в послеродовом периоде.

ТУ 32.50.22-195-10973749-2021 арт. 3112




НАКЛАДКА СПОСОБУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ МАЛОГО ТАЗА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАХОЖДЕНИИ В ПОЛОЖЕНИИ СИДА

ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- акушерство и гинекология
- андрология
- урология
- проктология
- травматология и нейротравматология
- геронтология




УДОБНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- В ТРАНСПОРТЕ
- В ОФИСЕ
- ДОМА





Основной состав набора автомобилиста включает все необходимое для прохождения техосмотра. Сумка выполнена из прочного влагопроницаемого материала, устойчивого к износу. По желанию заказчика могут быть включены дополнительные комплектующие. Все комплектующие, входящие в состав наборов автомобилиста, имеют необходимые лицензии и сертификаты.



НАБОРЫ АВТОМОБИЛИСТА



ТехОсмотр

размер футляра: ширина-475
высота-200
глубина-145

арт. 1494

Аптечка первой помощи автомобильная «ФЭСТ», огнетушитель металлический с манометром ОП-2(э), знак аварийной остановки.



ДОРОЖНОЙ

размер футляра: ширина-475
высота-200
глубина-145

арт. 1487

Аптечка первой помощи автомобильная «ФЭСТ», огнетушитель металлический с манометром ОП-2(э), знак аварийной остановки, трос буксировочный с крюками (3,5т, 4м), перчатки с ПВХ, стартовые провода.



АВТО

размер футляра: ширина-470
высота-135
глубина-145

арт. 1463

Аптечка первой помощи дорожная «ФЭСТ», огнетушитель металлический с манометром ОП-2(э), знак аварийной остановки, трос буксировочный с крюками (3,5т, 4м), перчатки с ПВХ.



АВТО - 2

размер футляра: ширина-470
высота-135
глубина-125

арт. 1460

Аптечка первой помощи дорожная «ФЭСТ», огнетушитель металлический с манометром ОП-2(э), знак аварийной остановки, трос буксировочный с петлями (3,5т, 4м).



Мисс Авто

размер футляра: ширина-430
высота-180
глубина-125

арт. 1472

Аптечка первой помощи дорожная «ФЭСТ», огнетушитель металлический с манометром ОП-2(э), знак аварийной остановки, трос буксировочный с крюками (3,5т, 4м), плащ-дождевик, перчатки с ПВХ.



На техосмотр

размер футляра: ширина-470
высота-135
глубина-145

арт. 1750

Аптечка первой помощи автомобильная «ФЭСТ», огнетушитель металлический с манометром ОП-2(э), знак аварийной остановки.



Универсал - 2

размер футляра: ширина-475
высота-200
глубина-145

арт. 1503

Аптечка первой помощи автомобильная «ФЭСТ», огнетушитель металлический с манометром ОП-2(э), знак аварийной остановки, трос буксировочный с крюками (3,5т, 4м), перчатки.



Универсал - 3

размер футляра: ширина-475
высота-200
глубина-145

арт. 1506

Аптечка первой помощи автомобильная «ФЭСТ», огнетушитель металлический с манометром ОП-2(э), знак аварийной остановки, трос буксировочный с крюками (3,5т, 4м), светоотражающий жилет, перчатки с ПВХ.



Универсал - 3 (футляр 1770/3)

размер футляра: ширина-475
высота-200
глубина-145

арт. 1660

Аптечка первой помощи автомобильная «ФЭСТ», огнетушитель металлический с манометром ОП-2(э), знак аварийной остановки, трос буксировочный с крюками (3,5т, 4м), светоотражающий жилет, перчатки с ПВХ.



Универсал +

размер футляра: ширина-475
высота-205
глубина-160

арт. 1501

Аптечка первой помощи автомобильная «ФЭСТ», огнетушитель металлический с манометром ОП-2(э), знак аварийной остановки, трос буксировочный с крюками (3,5т, 4м), плащ-дождевик, влажные салфетки, покрывало спасательное, жилет светоотражающий, перчатки с ПВХ.

Комментарий гинеколога

При поездке в автомобиле беременная женщина, пристегнутая штатными ремнями безопасности без Приспособления ФЭСТ, в случае аварии испытывает сверхнагрузки на живот. Это может привести к повреждению плода, отслоению плаценты и прерыванию беременности.

Приспособление ФЭСТ для беременных позволяет в аварийной ситуации обезопасить плод и сохранить беременность, так как Приспособление ФЭСТ отводит давление поясной части ремня безопасности от живота. Поэтому рекомендуем использовать Приспособление ФЭСТ с самого начала беременности.

Васильев

Вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, академик РАМН, профессор Серов В.Н.



С ЗАБОТОЙ
О БУДУЩЕМ!

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ФЭСТ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Для отведения поясной части ремня безопасности от живота.

Компактность. Устанавливается в любых транспортных средствах (автомобили всех марок, автобусы, самолёты и т. п.)

Предназначено для установки с ремнём безопасности с креплением в двух (трёх) точках на любом из сидений (водительское/пассажи́рское).

Не оказывает давления на область промежности при резком торможении или в аварийной ситуации.

Для женщин в любой одежде (юбка, брюки).

ТУ 4591-107-10973749-2010



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ФЭСТ В КОСТРОМЕ

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

156025, г. Кострома,
Рабочий проспект, д. 8

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:

156019, г. Кострома,
ул. Щербина Петра, д. 23, оф. 105

ОТДЕЛ СБЫТА:

Тел.: +7 (4942) 49-32-05, 49-32-49,
49-32-96, 49-32-07, 49-32-08,
40-32-06, 49-32-29, 49-32-93, 49-32-42
E-mail: sale@fest-k.ru

Первый заместитель директора

Тел.: +7 (4942) 49-32-43
Моб.: +7 (910) 951-94-93
E-mail: zagulina@fest-k.ru

Заместитель директора по сбыту

Тел.: +7 (4942) 49-32-04
E-mail: parfenova@fest-k.ru

Руководитель по развитию рынка СИЗ

Тел.: +7 (4942) 49-32-98
Моб.: +7 (910) 661-11-01
E-mail: Boyko@fest-k.ru

Начальник отдела сбыта

Тел.: +7 (4942) 49-32-06
E-mail: balueva@fest-k.ru

ОФИС ФЭСТ В МОСКВЕ

ОТДЕЛ СБЫТА №2:

115516, г. Москва, ул. Промышленная,
д.11с2, офис 509, строение 2
Тел.: +7 (499) 649-78-76,
+7 (977) 333-39-51
E-mail: siz@fest-k.ru

ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ И ТОРГАМ:

140008, Московская область,
г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое
отделение, д. 102, оф. 826
Тел.: +7 (499) 922-20-65,
Моб.: +7 (926) 345-62-78,
+7 (920) 396-65-15
E-mail: tender@fest-k.ru
E-mail: sivohina@fest-k.ru

ОФИС ФЭСТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ОТДЕЛ СБЫТА №3:

г. Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.14, оф.912, БЦ «Ленинец»
Тел.: +7 (812) 389-31-55 E-mail: rezvova@fest-k.ru
Моб.: +7 (911) 154-08-27, +7 (812) 389-31-62 E-mail: fest-spb@mail.ru
Моб.: +7 (812) 389-31-58 E-mail: makartsov@fest-k.ru

СХЕМА ПРОЕЗДА Г. КОСТРОМА




СХЕМА ПРОЕЗДА Г. МОСКВА



БОЛЬШИНСТВО ДОВЕРЯЕТ АПТЕЧКАМ ФЭСТ!

по результатам маркетинговых исследований от 07.10.2022 г.



**большинство доверяет
аптечкам ФЭСТ**



8-800-555-45-95

Звонок по России бесплатный!

festltd.ru 